



TERMÉKKATALÓGUS

Bemutakozás	5
■ Kötszer	6
■ Krónikus	20
■ Elektróda	22
■ Törésrögzőtők	23
■ Műtő	26
■ Maszkok	40
■ Steril	46
■ Ápolás	54
■ Szennyfogó szőnyeg	60
■ Sérvháló	61
■ Inkontinencia szalag	66
■ Betegmelegítő	69
■ Vér- és folyadékmelegítő	73
■ Rádiófrekvenciás	75
■ Sterilizátor berendezés	77
■ Csúszásgátló szalagok	78
■ Fonendoszkóp	80



A **3MED Kft** 1996 óta látja el igényes vevőit minőségi egészségügyi termékekkel.

A cég a nevében is szimbolizálja azt a hármas feladatot, amit felvállalt missziójában: az egészséges életmód megőrzésének ill. helyreállításának, a betegek korszerű ellátásának, a betegek és az ápolók egészségének szolgálatát.

Számos kiváló minőségű termék szerepel a cég kínálatában, amelyek között a vevő megtalálja a legkorszerűbb seb- és sérüléellátás anyagait, műtéti termékeket, sterilitás-kontrollt, betegellátás és ápolás eszközeit.

Több nemzetközi nagyírú cég termékeit forgalmazzuk, mint **Medline, Herniamesh, AV Medical, Shingna, 4A Medical**, de kiemelkedik a **3M** (St.Paul, Minnesota USA) egészségügyi termékcsalád teljes választéka.

Magyarországon a 3MED Kft kiemelt termékforgalmazó partner, a 3M egészségügyi termékek forgalmazásának döntő részét képviseli hazánkban.

Üzleti filozófiánk középpontjában a megrendelő áll. Ezt állandóan szem előtt tartva munkatársainkkal azon fáradozunk, hogy termékeink mindig kitűnő minőségben, elérhető árszinten, és megfelelő időben álljanak partnereink rendelkezésére.

Rendszeres üzleti partnerek köre kiterjed a magyarországi kórházakra, köztük városi-, megyei kórházakra, regionális egyetemekre, egyetemi klinikákra, továbbá magánklinikákra, valamint egyéni felhasználókra.

További cél: a termékforgalmazás dinamikus bővítése, a partner kórházak igényeinek mind szélesebb teljesítése, újabb egészségügyi technológiák bevezetése, a költséghatékony betegellátás elősegítése.

2008 óta működik web áruházunk a **www.3med.hu** mellyel lehetővé tettük azon érdeklődőknek is a vásárlást, akikhez személyesen nem jutunk el

Az **MSZ EN ISO 9001:2009** szabvány szerint kiépített minőségirányítási rendszerünkön keresztül bizalmat kívánunk kelteni meglévő és jövőbeni partnereinkben.

Célunk tevékenységünk folyamatos fejlesztése, a magyar egészségügyi piacon megszerzett pozíció megtartása és növelése, a szakmai ismereteink folyamatos bővítése, valamint minőségi termékekkel hozzájárulni a humánus betegellátáshoz, miközben stabil és minőségi vállalkozást építünk.

Dr.Váczai Gáborné
ügyvezető

3M™ Micropore™ papír alapú ragtapasz

Nyomás-érzékeny hipoallergén akrilát ragasztóval. Érzékeny bőrfelületeken kiválóan használható, jól szellőzik. Csecsemők gyermekek és idősek részére különösen előnyös. Fehér színű.

cikkszám	megnevezés, méret	csomagolás
1530-0	3M™ Micropore™ papír ragtapasz 1,25 cm x 9,1 m	24 db/doboz 10 doboz/karton
1530-1	3M™ Micropore™ papír ragtapasz 2,5 cm x 9,1 m	12 db/doboz 10 doboz/karton
1530-2	3M™ Micropore™ papír ragtapasz 5 cm x 9,1 m	6 db/doboz 10 doboz/karton
1530-3	3M™ Micropore™ papír ragtapasz 7,5 cm x 9,1 m	4 db/doboz 10 doboz/karton



3M™ Micropore™ bőrszínű papír alapú ragtapasz

Nyomás-érzékeny hipoallergén akrilát ragasztóval. Érzékeny bőrfelületeken kiválóan használható, jól szellőzik. Csecsemők és gyermekek részére előnyös. Bőrszínű, ezért esztétikai – plasztikai beavatkozások után kifejezetten előnyös.

cikkszám	megnevezés, méret	csomagolás
1533-0	3M™ Micropore™ bőrszínű papír ragtapasz 1,25 cm x 9,1 m	24 db/doboz 10 doboz/karton
1533-1	3M™ Micropore™ bőrszínű papír ragtapasz 2,5 cm x 9,1 m	12 db/doboz 10 doboz/karton
1533-2	3M™ Micropore™ bőrszínű papír ragtapasz 5 cm x 9,1 m	6 db/doboz 10 doboz/karton



3M™ Transpore™ műanyag alapú ragtapasz

Általános felhasználású sebészeti ragtapasz. Perforált, ezért könnyen téphető hosszában és keresztben is, kezdeti és hosszú idejű tapadása is kiváló. A perforáció következtében jól szellőzik.

cikkszám	megnevezés, méret	csomagolás
1527-0	3M™ Transpore™ műanyag ragtapasz 1,25 cm x 9,1 m	24 db/doboz 10 doboz/karton
1527-1	3M™ Transpore™ műanyag ragtapasz 2,5 cm x 9,1 m	12 db/doboz 10 doboz/karton
1527-2	3M™ Transpore™ műanyag ragtapasz 5 cm x 9,1 m	6 db/doboz 10 doboz/karton
1527-3	3M™ Transpore™ műanyag ragtapasz 7,5 cm x 9,1 m	4 db/doboz 10 doboz/karton
1527-1S	3M™ Transpore™ műanyag ragtapasz 2,5 cm x 5 m	16 db/doboz 10 doboz/karton
1527-2S	3M™ Transpore™ műanyag ragtapasz 5 cm x 5 m	8 db/doboz 10 doboz/karton



3M™ Transpore™ White speciális papír - műanyag alapú ragtapasz

A 3M Transpore White speciális papír - műanyag alapanyagú ragtapasz általános használatra orsón. Egyesíti magában a selyem, a papír és a műanyag ragtapasz előnyös tulajdonságait.

Papír - műanyag kombináció alapanyaga következtében enyhén rugalmas, mérettartó. Vízet, szennyeződést taszítja. Ragasztórétege akrilát polimer, amely különösen érzékeny bőrű személyek részére is alkalmas, mivel nem allergizál. A termék nem tartalmaz latexet. Perforált, mikroporózus, könnyen téphető és vágható hosszában és keresztben, jól rögzíti a szerelékeket, lehet rá írni.

cikkszám	megnevezés, méret	csomagolás
1534-1	3M™ Transpore White 2,5 cm x 9,1 m	12 db/doboz 10 doboz/karton
1534-2	3M™ Transpore White 5 cm x 9,1 m	6 db/doboz 10 doboz/karton



3M™ Durapore™ selyem alapú ragtapasz

Általános felhasználású sebészeti ragtapasz. Erős alapanyag, nagy tapadású akrilát ragasztóréteg. Tartós kötésekhez, nagy húzó- és szakítószilárdságú, rugalmatlan, légáteresztő és vízlepergető, nem allergizál. Könnyen téphető hosszában és keresztben. Sebárnak, sebkötöző lapok, szerelékek rögzítésére és egyéb egészségügyi célú rögzítésekre szolgáló nem steril, ragasztóval kent szalag.

cikkszám	megnevezés, méret	csomagolás
1538-0	3M™ Durapore™ selyem ragtapasz 1,25 cm x 9,1 m	24 db/doboz 10 doboz/karton
1538-1	3M™ Durapore™ selyem ragtapasz 2,5 cm x 9,1 m	12 db/doboz 10 doboz/karton
1538-2	3M™ Durapore™ selyem ragtapasz 5 cm x 9,1 m	6 db/doboz 10 doboz/karton
1538-1S	3M™ Durapore™ műanyag ragtapasz 2,5 cm x 5 m	20 db/doboz 10 doboz/karton
1538-2S	3M™ Durapore™ műanyag ragtapasz 5 cm x 5 m	12 db/doboz 10 doboz/karton



3M™ CAT szőtt textil alapanyagú ragtapasz

A test felszínéhez idomuló, általános célú pamut alapú ragtapasz. Érzékeny bőrre eszközök és kötszerek hosszan tartó rögzítésére, valamint ismételt alkalmazásokhoz javasolt. Nagy szakítószilárdsága és igen erős tapadó képessége miatt hosszan tartó rögzítések testrészt pozícionálás, sín rögzítés, immobilizáció- alkalmazásához javasoljuk. Nem allergizál.

cikkszám	megnevezés, méret	csomagolás
2951-1	3M™ CAT szőtt textil ragtapasz 2,5 cm x 5 m	16 db/doboz 10 doboz/karton



3M™ Medipore nem szőtt ragtapasz védőpapírral

Medipore puha nem szőtt alapanyagú, víztaszító ragtapasz általános használatra, szilikonos védőpapírral orsóra tekercselve. Ollóval vágható. Flexibilis, egyenetlen kontúroknál jól használható. Porózus, pára- és légáteresztő, hypoallergén ragasztófelülettel rendelkezik. Sebárnák, sebkötöző lapok, sebfező lapok rögzítésére és egyéb egészségügyi célú rögzítésekre szolgáló nem steril, ragasztóval kent szalag.

cikkszám	megnevezés, méret	csomagolás
2991/6	3M™ Medipore nem szőtt ragtapasz védőpapírral 2,5 cm x 10 m	48 db/karton
2991/1	3M™ Medipore nem szőtt ragtapasz védőpapírral 5 cm x 10 m	24 db/karton
2991/2	3M™ Medipore nem szőtt ragtapasz védőpapírral 10 cm x 10 m	12 db/karton
2991/3	3M™ Medipore nem szőtt ragtapasz védőpapírral 15 cm x 10 m	12 db/karton
2991/4	3M™ Medipore nem szőtt ragtapasz védőpapírral 20 cm x 10 m	6 db/karton
2991/5	3M™ Medipore nem szőtt ragtapasz védőpapírral 30 cm x 10 m	6 db/karton



3M™ Medipore H nem szőtt ragtapasz

Eős ragasztórétege rendkívül bőrkímélő. 5 cm-enként perforált, téphető, nem szükséges olló használatához. Puha nem szőtt alapanyagú, víztaszító ragtapasz általános használatra. Flexibilis, egyenetlen kontúroknál jól használható. Porózus, pára- és légáteresztő, hypoallergén ragasztófelülettel rendelkezik.

cikkszám	megnevezés, méret	csomagolás
2861	3M™ Medipore H nem szőtt ragtapasz 2,5 cm x 9,1 m	24 db/karton
2862	3M™ Medipore H nem szőtt ragtapasz 5 cm x 9,1 m	12 db/karton
2863	3M™ Medipore H nem szőtt ragtapasz 7,5 cm x 9,1 m	12 db/karton
2864	3M™ Medipore H nem szőtt ragtapasz 10 cm x 9,1 m	12 db/karton
2866	3M™ Medipore H nem szőtt ragtapasz 15 cm x 9,1 m	12 db/karton
2868	3M™ Medipore H nem szőtt ragtapasz 20 cm x 9,1 m	6 db/karton



3M™ Microfoam műanyag hab alapú ragtapasz

Műanyag hab alapú elasztikus ragtapasz. Rendkívül nyúlékony és simulékony. Plasztikai, ortopédiai felhasználásra, valamint kompressziós kötésekhez.

cikkszám	megnevezés, méret	csomagolás
1528-1	3M™ Microfoam műanyag hab alapú ragtapasz 2,5 cm x 5 m	12 db/doboz 6 doboz/karton
1528-2	3M™ Microfoam műanyag hab alapú ragtapasz 5 cm x 5 m	6 db/doboz 6 doboz/karton
1528-3	3M™ Microfoam műanyag hab alapú ragtapasz 7,5 cm x 5 m	4 db/doboz 6 doboz/karton
1528-4	3M™ Microfoam műanyag hab alapú ragtapasz 10 cm x 5 m	3 db/doboz 6 doboz/karton



3M™ Szilikonos kék könnyen eltávolítható ragtapasz

Papír alapú rendkívül kíméletes ragtapasz. Ragasztórétege innovatív szilikon alapú, megbízhatóan rögzít, mégis kiemelkedően bőrkímélő. Könnyen eltávolítható, nem traumatizálja a hámréteget. Szükség esetén áthelyezhető. Idősek, csecsemők, gyermekek, érzékeny bőrű egyének számára kifejezetten előnyös.

Ha a legtöbbet szeretné nyújtani pácienseinek és meg szeretné óvni őket a kényelmetlenségektől, akkor a 3M™ Könnyen eltávolítható szilikonos ragtapasz a megoldás. Ez a tapasz ideálisan követi a test vonalát, és különösen jó szolgálatot tesz érzékeny bőrű betegek számára. A termék hypoallergén, nem tartalmaz latexet, DEHP-t (ftalátok) és glutént.

Az egyedülálló szilikonos ragasztóanyag a felhelyezést követően azonnal tapad, és tapadását hosszú ideig megőrzi. A használat során a tapadóerő nem növekszik, hanem egyenletes marad, ez az egyik oka, hogy eltávolítás során nem károsítja a felhámot és ragasztószert maradvékot sem hagy.

Hordozója lélegző, keresztirányban kézzel könnyen téphető. Kék színe megkülönbözteti más ragtapaszoktól.

cikkszám	megnevezés, méret	csomagolás
2770-1	3M™ Könnyen Ertávolítható Szilikon Ragtapasz 2,5 cm x 5 m	12 db/doboz 6 doboz/karton
2770-2	3M™ Könnyen Ertávolítható Szilikon Ragtapasz 5 cm x 5 m	6 db/doboz 6 doboz/karton



3M™ Tegaderm™ Roll filmkötészer tekercsben

A 3M™ Tegaderm™ Roll nem steril öntapadó kötésrögzítő film, tekercsben. A termék három rétegből áll, ezek közül a középső a jól ismert Tegaderm™ film. Az alsó papír és a felső átlátszó hordozó réteg a termék alkalmazása során a kellő mechanikai tartást biztosítja, így a felhelyezést segíti. A 3M™ Tegaderm™ Roll tehát funkcióját tekintve egyenértékű egy hagyományos ragtapasszal, de ezen túlmenően többlet szolgáltatást nyújt azáltal, hogy átlátszó és vízhatlan.



Előnyök:

- Baktériumgát
- Vízhatlan, a páciens zuhanyozhat
- A párat és az oxigént áttereszi
- A kívánt hosszúságra vágható

Javasolt felhasználási terület:

- Kötésrögzítés, hagyományos géz kötszerek használata esetén
- Eszközök rögzítése
- Másodlagos fedőkötés elsődleges kötszerek (pl. alginát, habkötészer, hidrogél) fölé
- A bőr védelme súrlódás, vagy testnedvek ellen
- Decubitus prevenció
- Sugárterápia során az ideiglenes jelölő vonalak rárajzolhatók

cikkszám, megnevezés	méret	csomagolás
16004 Tegaderm roll filmkötészer tekercsben	10 cm x 10 m	4 tekercs/karton
16006 Tegaderm roll filmkötészer tekercsben	15 cm x 10 m	4 tekercs/karton

Rendelési információ

3M™ Tegaderm + Pad steril film-szigetkötészer

Steril szigetkötészer: téglalap alakú filmkötészer, közepén nedvszívó sebpárnával. A sebpárna felszínén rayon védőháló gátolja a sebbe ragadást. Vízhatlan nedvszívó kötés a bőrpárát áttereszi, a sebfeltét a sebváladékot felszívja. Egyenként sterilen csomagolva.

cikkszám	megnevezés, méret	csomagolás
3582	3M™ Tegaderm + Pad 5 x 7 cm	50 db/doboz 8 doboz/karton
3584	3M™ Tegaderm + Pad 6 x 10 cm	50 db/doboz 8 doboz/karton
3586	3M™ Tegaderm + Pad 9 x 10 cm	25 db/doboz 8 doboz/karton
3589	3M™ Tegaderm + Pad 9 x 15 cm	25 db/doboz 8 doboz/karton
3590	3M™ Tegaderm + Pad 9 x 20 cm	25 db/doboz 8 doboz/karton
3591	3M™ Tegaderm + Pad 9 x 25 cm	25 db/doboz 8 doboz/karton
3593	3M™ Tegaderm + Pad 9 x 35 cm	25 db/doboz 8 doboz/karton



3M™ Medipore + Pad steril szigetkötészer

Steril szigetkötészer: téglalap alakú flíz ragtapasz, közepén nedvszívó sebpárnával. A sebpárna felszínén rayon védőháló gátolja a sebbe ragadást. Puha simulékony kötszer, alkalmazkodik a testkontúrokhoz, megengedi a mozgást és a nyúlást. Egyenként sterilen csomagolva.

cikkszám	megnevezés, méret	csomagolás
3562E	3M™ Medipore + Pad 5 x 7 cm	50 db/doboz 8 doboz/karton
3564E	3M™ Medipore + Pad 6 x 10 cm	50 db/doboz 8 doboz/karton
3566E	3M™ Medipore + Pad 10 x 10 cm	25 db/doboz 8 doboz/karton
3569E	3M™ Medipore + Pad 10 x 15 cm	25 db/doboz 8 doboz/karton
3570E	3M™ Medipore + Pad 10 x 20 cm	25 db/doboz 8 doboz/karton
3571E	3M™ Medipore + Pad 10 x 25 cm	25 db/doboz 8 doboz/karton
3573E	3M™ Medipore + Pad 10 x 35 cm	25 db/doboz 8 doboz/karton

Rendelési információ



3M™ Tegaderm CHG antimikrobiális hatású kanülrögztítő filmkötszer

Átlátszó kanülrögztítő kötszer, 2%-os klór-hexidin-glükonát zselés párnával.

A 3M Tegaderm CHG az egyetlen olyan kanülrögztítő, amely antimikrobiális hatású klór-hexidin-glükonát zselés párnával rendelkezik.

Klinikai tanulmányok [1] [2] igazolják, hogy a termék hatékonyan csökkenti a bőrflórat, amely a vénás katéterrel kapcsolatos véráram fertőzések előfordulásának elsődleges kiváltó oka.

A termék használatával csökkenthető a véráram fertőzések előfordulásának valószínűsége. Kevesebb véráram fertőzés esetén csökkennek az ápolási költségek, mivel alacsonyabb lesz az antibiotikumok gyógyszer-költsége, és az ápolási napok száma.

3M Tegaderm CHG átlátszó kanülrögztítők használhatók perifériális centrális kanülök, katéter kimeneti helyek és sebek fedésére, védelmére. Megfelelő védelmet nyújt a katéter elmozdulás ellen, vízálló, légáteresztő, baktérium és vírus-gátló. Védelmet biztosít a külső kórokozók szemben

[1] Maki DG (2008), et al. A Novel Integrated Chlorhexidine-Impregnated Transparent Dressing for Prevention of Vascular Catheter-related Blood-stream Infection: A Prospective Comparative Study In Healthy Volunteers. SHEA, April 2008.

[2] Schwab D (2008), et al. Antimicrobial Activity of a CHG-Impregnated Gel Pad for IV Site Protection. Infusion Nurses Society (INS), May 2008.

Rendelési információ

cikkszám	megnevezés	méret	csomagolás
1657R	3M™ Tegaderm CHG	8,5x11,5cm	25 db/doboz 4 doboz/karton
1658R	3M™ Tegaderm CHG	10x12cm	25 db/doboz 4 doboz/karton
1659R	3M™ Tegaderm CHG	10x15,5cm	25 db/doboz 4 doboz/karton
1660R	3M™ Tegaderm CHG	7x8,5cm	25 db/doboz 4 doboz/karton



3M™ Medipore IV kanülrögztítő flisz kötszer

Nem szőtt (vlies/flisz) alapanyagú, hypoallergén ragasztófelülettel rendelkező, bevágott kötszer, amely pára- és légáteresztő. Egyedileg sterilen csomagolt, flexibilis és porózus. Szilikon bevonatú leválasztó fóliával van ellátva. Alkalmos perifériás kanül biztonságos rögzítésére, mert bevágásos kivitelben készült a kanül szárnyainak és csatlakozóinak biztonságos rögzítésére. Két db sebpárnával van ellátva, amelyek közül az egyik tetszés szerinti helyen alkalmazható, a másik a kötszer közepére van rögzítve.

Rendelési információ

cikkszám	megnevezés	méret	csomagolás
3522	3M™ Medipore IV kanülrögztítő	5,1 x 7,6 cm	50 db/doboz 8 doboz/karton
3523	3M™ Medipore IV kanülrögztítő	6 x 8 cm	50 db/doboz 8 doboz/karton



3M™ Tegaderm™ kanülrögztítő filmkötszerek perifériás kanülökhöz

Minden 3M Tegaderm™ átlátszó steril filmkötszer ideális rögzítő eszköz a szelepes, a szelep nélküli katéterek és szárnyas tűk használata esetén. Egyedileg sterilen csomagolt, átlátszó, hypoallergén ragasztófelülettel rendelkező, vízálló és víztaszító, pára- és légáteresztő steril filmkötszer. Szilikon bevonatú leválasztó fóliával van ellátva. A szűrés helye megfigyelhető, ezért nem szükséges a gyakori csere. Folyadékok, baktériumok számára át nem járható, így a beteg fürödhet, a bőr lélegzését nem gátolja. Az összes Tegaderm filmkötszer a kanül teljes használati időtartamára fennhagyható.

A minőségbiztosítási előírások teljesítéséhez előnyomott öntapadó címkével van ellátva. A felhelyezést elősegítő merevítő papírkerelettel készül.

Egyes 3M Tegaderm™ átlátszó steril filmkötszerek megerősített flisz betéttel vannak ellátva, és 2 db ragtapasz csík található bennük. Ezek a nehezebb szerlekeket még biztonságosabban rögzítik.

Rendelési információ

cikkszám	megnevezés	méret	csomagolás
1610	3M™ Tegaderm I.V. átlátszó gyermek kanülrögztítő filmkötszer megerősített flisz betéttel; mesefigurás	5 cm x 5,7 cm	100 db/doboz 4 doboz/karton
1622W	3M™ Tegaderm™ csecsemő átlátszó filmkötszer	4,5 cm x 4,5 cm	100 db/doboz 4 doboz/karton
1623W	3M™ Tegaderm™ I.V. átlátszó bevágott kanülrögztítő, perifériális kanülökhöz	6 cm x 7 cm	100 db/doboz 4 doboz/karton
1624W	3M™ Tegaderm™ átlátszó filmkötszer	6 cm x 7 cm	100 db/doboz 4 doboz/karton
1633	3M™ Tegaderm™ I.V. átlátszó kanülrögztítő filmkötszer megerősített flisz betéttel	7 cm x 8,5 cm	100 db/doboz 4 doboz/karton



3M™ Tegaderm™ kanülrögzítő filmkötszerek centrális kanülokhöz

Minden 3M Tegaderm™ átlátszó centrális kanülrögzítő filmkötszer ideális rögzítő eszköz a centrális kanülok rögzítésére. Egyedileg sterilen csomagolt, átlátszó, hypoallergén ragasztófelülettel rendelkező, vízálló és víztaszító, pára- és légáteresztő steril filmkötszer. Szilikon bevonatú leválasztó fóliával van ellátva. A szúrás helye megfigyelhető, ezért nem szükséges a gyakori csere. Folyadékok, baktériumok számára át nem járható, így a beteg fürödhet, a bőr lélegzését nem gátolja. Az összes Tegaderm filmkötszer a kanül teljes használati időtartamára fennhagyható.

A minőségbiztosítási előírások teljesítéséhez előnyomott öntapadó címkével van ellátva. A felhelyezést elősegítő merevítő papírkérlettel készül.

Egyes 3M Tegaderm™ átlátszó steril filmkötszerek megerősített flísz betéttel vannak ellátva, és 2 db ragtapasz csík található bennük. Ezek a nehezebb szerlekeket még biztonságosabban rögzítik.

cikkszám	megnevezés	méret	csomagolás
1626W	3M™ Tegaderm™ átlátszó centrális kanülrögzítő filmkötszer	10 cm x 12 cm	50 db/doboz, 4 doboz/karton
1630	3M™ Tegaderm™ átlátszó centrális kanülrögzítő filmkötszer, ovális alakú	10 cm x 11,5 cm	50 db/doboz, 4 doboz/karton
1635	3M™ Tegaderm™ átlátszó centrális kanülrögzítő filmkötszer megerősített, bevágott, ovális	8,5 cm x 10,5 cm	50 db/doboz, 4 doboz/karton

Rendelési információ



3M™ Tegaderm™ filmkötszerek

Egyedileg sterilen csomagolt, átlátszó, hypoallergén ragasztófelülettel rendelkező, vízálló és víztaszító, pára- és légáteresztő steril filmkötszer. Szilikon bevonatú leválasztó fóliával van ellátva. A minőségbiztosítási előírások teljesítéséhez előnyomott öntapadó címkével van ellátva. A felhelyezést elősegítő merevítő papírkérlettel készül.

A Tegaderm filmkötszerek használhatók katéter kimeneti helyek és sebek fedésére, védelmére, rögzítő kötszerként a sebgyógyuláshoz megfelelő nedves környezet fenntartására, védőréteggént sérülékeny bőrfelülethez, eszközök bőrhöz rögzítésére és a szem védőfedésére. Szintén használhatók nedves sebgyógyulási környezet fenntartására, ami segíti az autolitikus debridement folyamatokat. Folyadékok, baktériumok számára át nem járható, így a beteg fürödhet. A film a bőr lélegzését nem gátolja.

cikkszám	megnevezés	méret	csomagolás
1627	3M™ Tegaderm™ átlátszó filmkötszer	10 cm x 25 cm	20 db/doboz 4 doboz/karton
1628	3M™ Tegaderm™ átlátszó filmkötszer	15 cm x 20 cm	10 db/doboz 8 doboz/karton
1629	3M™ Tegaderm™ átlátszó filmkötszer	20 cm x 30 cm	10 db/doboz 8 doboz/karton

Rendelési információ



3M™ Tegaderm™ Advanced

Kanülrögzítő filmkötszerek megerősített flísz kerettel

A 3M Tegaderm Advanced IV termékcsalád a kanülrögzítők legújabb generációját képviseli. Az átlátszó filmen keresztül megfigyelhető a beszúrás helye, a film pedig megerősített flísz kerettel van körülveve. A flísz keret sokkal biztonságosabbá teszi a kanül rögzítését. Kreppelt szerkezetű film: erősebb tapadás, jobb páraáteresztő képesség. Megerősített a ragasztóréteg, hosszabb a bevágás az eszköz biztonságosabb rögzítéséhez.


cikkszám	megnevezés	méret	csomagolás
1681	Tegaderm™ IV advanced szögletes bevágott	7 cm x 8 cm	100 db/doboz 4 doboz/karton
1683	Tegaderm™ IV advanced szögletes bevágott	6,5 cm x 7 cm	100 db/doboz 4 doboz/karton
1685	Tegaderm™ IV advanced ovális bevágott	8,5 cm x 11,5 cm	50 db/doboz 4 doboz/karton
1688	Tegaderm™ IV advanced szögletes	10 cm x 12 cm	50 db/doboz 4 doboz/karton
1689	Tegaderm™ IV advanced ovális bevágott	10 cm x 15,5 cm	25 db/doboz 4 doboz/karton

Rendelési információ



Tegaderm™ csecsemő és gyermek Advanced IV kanülrögztítő

A 3M™ Tegaderm Advanced IV a kanülrögztítők legújabb generációját képviseli. Az átlátszó filmen keresztül megfigyelhető a beszűrás helye, a film pedig megerősített flisz kerettel van körülveve. A flisz keret sokkal biztonságosabbá teszi a kanül rögzítését. Csecsemő és gyermek méretben is rendelhető.



Fő előnyök:

- Kreppelt szerkezetű film: erősebb tapadás, jobb páraáteresztő képesség
- A film körül megerősített flisz keret
- 3 db kiegészítő ragtapasz csík a szerelék rögzítéséhez
- Megerősített ragasztóréteg
- Piskóta alakú bevágás az eszköz még biztonságosabb rögzítéséhez
- Minőségbiztosítási dokumentációs címke

cikkszám	megnevezés, méret		csomagolás
1680	Tegaderm™ csecsemő IV advanced megerősített kanülrögztítő	3,8 cm x 4,5 cm	100 db/doboz 4 doboz/karton
1682	Tegaderm™ gyermek IV advanced megerősített kanülrögztítő	5 cm x 5,7 cm	100 db/doboz 4 doboz/karton

3M™ Tegaderm™ kanülrögztítő filmkötszerek flisz kerettel

A flisz kerettel ellátott 3M™ Tegaderm™ filmkötszerek a nehezebb szereléseket még biztonságosabban rögzítik. A téglalap alakú 1614 cikkszámú kanülrögztítő szárny nélküli kanülökhöz fejlesztették ki. Az ovális kanülrögztítők kiegészítő ragtapaszcsíkokkal is el vannak látva, így nehezebb szerelések rögzítéséhez is biztonságos megoldást nyújtanak. Minden 3M™ Tegaderm™ egyedileg sterilen csomagolt, átlátszó, hypoallergén ragasztófelülettel rendelkező, vízálló és víztaszító, pára- és légáteresztő steril filmkötszer. Szilikon bevonatú leválasztó fóliával van ellátva. A szűrás helye megfigyelhető, ezért nem szükséges a gyakori csere. Folyadékok, baktériumok számára át nem járható, így a beteg fürödhet, a bőr lélegzését nem gátolja. A 3M™ Tegaderm™ filmkötszer a kanül teljes használati időtartamára fennhagyható. A minőségbiztosítási előírások teljesítéséhez előnyomott öntapadó címkével van ellátva. A felhelyezést elősegítő merevítő papírkereettel készül.



cikkszám	megnevezés	méret	csomagolás
1614	Tegaderm™ flisz keretes filmkötszer kis bevágással	6 cm x 7 cm	100 db/doboz 4 doboz/karton
1655	Tegaderm™ flisz keretes ovális filmkötszer bevágással	6,9 cm x 11,5 cm	50 db/ doboz 4 doboz/ karton
1650	Tegaderm™ flisz keretes ovális filmkötszer bevágással	10 cm x 15,5 cm	25 db/ doboz 4 doboz/ kar

Rendelési információ

3M™ Steri – Strip megerősített varrathelyettesítő sebzáró csíkok

Erősen tapadó steril sebzáró csíkok hét különféle méretben. A kellő szaktízsilárdság elérése érdekében hosszanti műanyag szálakkal vannak megerősítve. Használhatók friss egyenes vágott felületi sebek záráshoz elsődleges sebzárára, sebési varratok és kapcsok kiegészítésére, varratszedés utáni biztosításra. Egyenként sterilen csomagolva.

cikkszám	megnevezés, méret	csomagolás
R1540	3M Steri-Strip (5csík/levél) 3 mm x 75 mm	50 levél/doboz
R1541	3M Steri-Strip (3csík/levél) 6 mm x 75 mm	50 levél/doboz
R1542	3M Steri-Strip (6csík/levél) 6 mm x 38 mm	50 levél/doboz
R1546	3M Steri-Strip (10csík/levél) 6 mm x 100 mm	50 levél/doboz
R1547	3M Steri-Strip (6csík/levél) 12mm x 100 mm	50 levél/doboz
R1548	3M Steri-Strip (4csík/levél) 25 mm x 125 mm	25 levél/doboz
R1549	3M Steri-Strip (6csík/levél) 12 mm x 50 mm	50 levél/doboz

Rendelési információ



3M™ Tegaderm™ HP erős tapadású filmkötszerek

A Tegaderm™ HP (Holding Power) filmkötszerek erős tapadású hidrofíli ragasztóval vannak ellátva. Nedves környezetben pl. izzadákony páciensek esetén előnyösek. Egyedileg sterilen csomagolt, átlátszó, hypoallergén ragasztófelülettel rendelkező, vízálló és víztaszító, pára- és légáteresztő steril filmkötszer. Szilikon bevonatú leválasztó fóliával van ellátva. A minőségbiztosítási előírások teljesítéséhez előnyomott öntapadó címkével van ellátva. A felhelyezést elősegítő merevítő papírkerettel készül.

A Tegaderm filmkötszerek használhatók katéter kimeneti helyek és sebek fedésére, védelmére, rögzítő kötszerként a sebgyógyuláshoz megfelelő nedves környezet fenntartására, védőréteggént sérülékeny bőrfelülethez, eszközök bőrhöz rögzítésére és a szem védőfedésére. Szintén használhatók nedves sebgyógyulási környezet fenntartására, ami segíti az autolitikus debridement folyamatokat. Folyadékot, baktériumok számára át nem járható, így a beteg fűrödhet. A film a bőr lélegzését nem gátolja.



Rendelési információ

cikkszám	megnevezés	méret	csomagolás
9534HP	3M™ Tegaderm HP filmkötszer, átlátszó	6 cm x 7 cm	100 db/doboz, 4 doboz/karton
9546HP	3M™ Tegaderm™ HP filmkötszer, ovális alakú	10 cm x 11,5 cm	50 db/doboz, 4 doboz/karton
9548HP	3M™ Tegaderm™ HP filmkötszer, ovális alakú	14cm x 16,5cm	10 db/doboz, 8 doboz/karton

3M™ Steri – Strip elasztikus varrathelyettesítő sebzáró csíkok

Elastikus erősen tapadó steril sebzáró csíkok hét különféle méretben. Használatuk sebkörnyéki ödéma kialakulásának valószínűsége esetén, valamint ízületek környékén javasolt. Használhatók friss egyenes vágott felületi sebek záráshoz elsődleges sebzárásra, sebészi varratok és kapcsok kiegészítésére, varratszedés utáni biztosításra. Egyenként sterilen csomagolva.

Rendelési információ

cikkszám	megnevezés, méret	csomagolás
E4540	3M Steri-Strip (5csík/levél) 3 mm x 75 mm	50 levél/doboz
E4541	3M Steri-Strip (3csík/levél) 6 mm x 75 mm	50 levél/doboz
E4542	3M Steri-Strip (6csík/levél) 6 mm x 38 mm	50 levél/doboz
E4546	3M Steri-Strip (10csík/levél) 6 mm x 100 mm	50 levél/doboz
E4547	3M Steri-Strip (6csík/levél) 12mm x 100 mm	50 levél/doboz
E4548	3M Steri-Strip (4csík/levél) 25 mm x 125 mm	25 levél/doboz
E4549	3M Steri-Strip (6csík/levél) 12 mm x 50 mm	50 levél/doboz



3M™ Steri – Strip sebzáró készlet

Sterilen csomagolt sebzáró készlet, amely egy db 60x47mm méretű ovális Tegaderm filmkötszert és egy db 47x12mm méretű Steri-Strip sebzárót tartalmaz. Alkalmazható kisebb sebészi metszések zárására, pl. laparoscopos vagy arthroscopos beavatkozások után. A Steri-Strip csíkkal lezárjuk a sebet, ezt követően a Tegaderm filmkötszerrel befedjük az egészet. A Tegaderm filmkötszer vízhatlan, így nem gátolja a páciens a mosdásban.

Rendelési információ

cikkszám	megnevezés, méret	csomagolás
W8512	1 db 3M Steri-Strip sebzáró készlet egy steril csomagban	25 csomag/doboz, 4 doboz/karton
W8514	3 db 3M Steri-Strip sebzáró készlet egy steril csomagban	25 csomag/doboz, 4 doboz/karton
W8516	5 db 3M Steri-Strip sebzáró készlet egy steril csomagban	25 csomag/doboz, 4 doboz/karton



3M™ Coban rugalmas pólya

Rugalmas pólya egyedülálló tulajdonsága, hogy csak önmagához tapad. Porózus, nem szőtt, kreppelt poliészterből készült, amely rugalmas hosszanti uretán szálakkal van megerősítve és tapadós bevonattal van ellátva. Természetes latexet tartalmaz.

Fő alkalmazási területek:

- Kötésrögzítés hajas, szőrös területeken, ahol ragtapasz nem tapad meg
- Kötésrögzítés traumatizált, sérült, sebes területeken, ahol a ragtapasz használata ellenjavallt
- Kompressziós kötések létrehozása
- Végtagok, elsősorban ujjak immobilizációja
- Ortopéd- és sportsébszeti rögzítés
- Különböző eszközök rögzítése
- Vénás lábszárfeleképek kompressziós kötése, kombinálva más kötszerekkel



cikkszám	megnevezés	méret	csomagolás
1581	3M™ Coban™ bőrszínű rugalmas pólya	2,5 cm x 4,6 m	30 db/karton
1581B	3M™ Coban™ kék színű rugalmas pólya	2,5 cm x 4,6 m	30 db/karton
1582	3M™ Coban™ bőrszínű rugalmas pólya	5 cm x 4,6 m	36 db/karton
1583	3M™ Coban™ bőrszínű rugalmas pólya	7,5 cm x 4,6 m	24 db/karton
1583B	3M™ Coban™ kék színű rugalmas pólya	7,5 cm x 4,6 m	24 db/karton
1583R	3M™ Coban™ piros színű rugalmas pólya	7,5 cm x 4,6 m	24 db/karton
1583A	3M™ Coban™ - Rainbow Pack (2x bőr, 2x zöld, 2x sárga, 2x kék, 2x fehér, 2x piros)	7,5 cm x 4,6 m	12 db/karton
1583N	3M™ Coban™ - Neon Pack (2x v.zöld, 2x narancs, 2x rózsasz. 2x fehér, 2x lila, 2x fekete)	7,5 cm x 4,6 m	12 db/karton
1584	3M™ Coban™ bőrszínű rugalmas pólya	10 cm x 4,6 m	18 db/karton
1584B	3M™ Coban™ kék színű rugalmas pólya	10 cm x 4,6 m	18 db/karton
1586	3M™ Coban™ bőrszínű rugalmas pólya	15 cm x 4,6 m	12 db/karton

Rendelési információ

3M™ Coban2 lite kompressziós készlet:

- 1 tekercs szivacs-alábélelő: 10cm x 2,7 m
- 1 tekercs rugalmas pólya: 10cm x 3,2m

A 3M™ Coban2 lite két rétegű kompressziós készlet rendkívül hatékony és különlegesen kényelmesen viselhető. Minden olyan esetben használható, amikor az alsó végtag kompressziós terápiája szükséges.

Első lépésben a szivacs pólyát kell felhelyezni, ezt követően a rugalmas pólyával rögzíteni kell azt. Hosszú ideig kényelmesen viselhető. Nem gyűrődik, vagy ráncosodik, mint a hagyományos pólyák, vagy a kompressziós harisnyák.

cikkszám	megnevezés	méret	csomagolás
2794E	3M™ Coban™ 2 rétegű kompressziós készlet	1 tekercs szivacs-alábélelő: 10cm x 2,7 m 1 tekercs rugalmas pólya: 10cm x 3,2m	8 készlet / karton



Rendelési információ

3M™ Cavilon™ bőrvédő filmbevonat képző folyadék

A 3M™ Cavilon™ bőrvédő filmbevonat képző folyadék különleges, tartósan hatékony és a klinikai gyakorlatban bevált készítmény., a bőrre felhordva átlátszó védőréteget képez. Felhasználás előtt folyékony halmazállapotú, a filmbevonat a bőrre való felhordás után 30 másodperccel alakul ki, ekkor tartós, folyadékálló védőréteget képez.

Indikációk

Sébzett, horzsoltt, vagy irritált, illetve ép bőrfelület védelme. Minden olyan esetben alkalmazható, amikor a sérült bőr védelme szükséges, vagy amikor az ép bőr-részt kell megóvni testnedvek, vagy sebváladék okozta felázástól. Nem tartalmaz alkoholt, sérült bőrre, nyílt sebre is alkalmazható. Előnyös ragtapasszal gyakran kezelt, erősen igénybe vett bőrfelület védelmére is.

cikkszám	megnevezés	méret	csomagolás
3343E	Cavilon™ szivacspalcán	1 ml	25 db/doboz 4 doboz/karton
3345E	Cavilon™ szivacspalcán	3 ml	25 db/doboz 4 doboz/karton
3346E	Cavilon™ pumpás palackban	28 ml	1 db 12 db/karton



3M™ Cavilon™ DBC bőrvédő krém

A 3M™ Cavilon™ DBC bőrvédő krém ápoló védelmet nyújt a bőr számára a sérülések megelőzése érdekében. A továbbfejlesztett formula megnövelt ápolást és védelmi gátat biztosít. Sérült bőrön is alkalmazható.

Előnyök

- Egyedi polimer alapú formula
- Koncentrált – kevesebb krémre van szükség
- Nem tömíti el az inkontinencia termékeket
- Nem csökkenti az inkontinencia termékek nedvszívó képességét
- Ellenáll a lemosódásnak – ritkábban kell újra kenni
- A ragtapaszok és kötszerek ráragaszthatók
- Hipoallergén
- CHG kompatibilis

Javasolt alkalmazási terület

- A bőr védelme a testnedvek irritáló hatása ellen
- Az inkontinencia okozta bőrproblémák megelőzése és csökkentése
- A kiszáradt bőr ápolása



cikkszám	megnevezés	tömeg	csomagolás
3392G	Cavilon™ DBC bőrvédő krém	92g	12 tubus/karton
3391G	Cavilon™ DBC bőrvédő krém	28g	12 tubus/karton
3392GS	Cavilon™ DBC bőrvédő krém	2g	20 tubus/karton

3M™ Red-Dot™ elektródák

3M Red Dot™ márkanevű elektródák mind rövid, mind hosszú időtartamú megfigyelésekhez alkalmasak. A hosszantartó felhasználásukat átléggő hátlapjuk teszi lehetővé. A Red Dot elektróda alacsony klór tartalmú ezüst/ezüstklór alkotóeleme révén kiváló elektromos jelátvitelt biztosít. Szilárd gél tartalmának köszönhetően könnyen felhelyezhető, a gél nem kenődik el, eltávolítás maradvány nélkül lehetséges.

- megbízható jel átvitel: Ag/AgCl
- akár három napig is használható
- erős bőrbarát hipoallergén ragasztó
- lekerekített sarkok: nem válik fel
- a nyitott csomag 30 napig megőrzi minőségét
- nem tartalmaz latexet
- használata egyszerű



dikkszám	megnevezés	méret	csomagolás
2235	3M™ Red Dot™ elektróda, Transpore™ alapú	5,1 cm	50 db/csomag 20 csomag/karton
2237L	3M™ Red Dot™ elektróda, hab alapú	5,1 cm	50 db/csomag 20 csomag/karton
2238	3M™ Red Dot™ Hosszú távú monitorozást lehetővé tevő elektróda, puha, flisz alapú	5,1 cm	50 db/csomag 20 csomag/karton
2239	3M™ Red Dot™ elektróda bőrérzékeny betegeknek, Micropore™ alapú	6 cm	50 db/csomag 20 csomag/karton
2258-3	3M™ Red Dot™ Újszülött elektróda hosszú távra (NIC), puha, flisz alapú	3,2 cm	60 db/csomag 10 csomag/karton
2330	3M™ Red Dot™ elektróda, füffel ellátott	2,2 cm x 2,2 cm	10db/cs 10 cs/dob 40 dob/krt
2228	3M™ Elektróda, univerzális, hab alapú	4cm x 3,3cm	50db/csomag 20 csomag/doboz

Rendelési információ

3M™ Defib Pad Zselépadra defibrillátorhoz

Elektromosan vezető géllal átítatott nem szőtt anyagú narancssárga színű lapok. Párosával csomagolva, azonnal használatra kész állapotban szállítjuk.

Előnyök:

- Használata gyors és biztonságos
- Helyettesíti a gél
- Teljes felületén tapad és vezet
- Kiküszöböli a gél-hiány miatti bőr-traumát, vagy égést
- Több egymást követő impulzus is adható
- Sürgősségi szituációban kiváló segítséget nyújt
- Nincs szükség előzetes bőrtisztításra
- Nem hagy maradékot a bőrön



dikkszám	megnevezés	méret	csomagolás
2345N	3M™ Defib Pad	11,4 cm x 11,4 cm	1 pár/tasak 10 tasak /doboz 10 doboz/karton
2346N	3M™ Defib Pad	11,4 cm x 15,2 cm	1 pár/ tasak 10 tasak /doboz 10 doboz/karton

Rendelési információ

3M™ ScotchCast™ merev műanyag törésrögzítő tekersek

Üvegszálás „gipsz” megbízható támasz a töréskezelésben

Üvegszálás alapanyaga és a speciális, vízre keményedő poliuretángyanta kombinációjának köszönhetően rendkívül jól modellálható. Könnyű, kényelmes, a mindennapi mozgást nem gátolja. A felhelyezést követően 5 perc alatt megszilárdul, és teljes teherbíró képességét 30 perc után éri el. Az élénk színekben is kapható tekersek vidámabbá teszik a betegség napjait.

A 3M™ ScotchCast™ üvegszálás törésrögzítő alkalmazása csak a kezelőorvos javaslata alapján tanácsolt.



dikkszám	megnevezés	méret	csomagolás
82002	3M™ Scotchcast™ üvegszálás törésrögzítő tekercs	5 cm x 3,6 m	10 db/doboz
82003	3M™ Scotchcast™ üvegszálás törésrögzítő tekercs	7,5 cm x 3,6 m	10 db/doboz
82004	3M™ Scotchcast™ üvegszálás törésrögzítő tekercs	10 cm x 3,6 m	10 db/doboz
82005	3M™ Scotchcast™ üvegszálás törésrögzítő tekercs	12,5 cm x 3,6 m	10 db/doboz

Rendelési információ

Színek: fehér, zöld, világoskék, sötétkék, piros, rózsaszín*, fekete*, lila*, sárga*
* csak bizonyos méretekből kapható

3M™ SoftCast™ félmerev műanyag törésrögzítő tekersek

Félmerev üvegszálás műanyag „gipsz” törésrögzítő tekersek. A funkcionális törésrögzítés egyedülálló eszközei. Különleges alapanyagának köszönhetően a Soft Cast félmerev marad. A félmerev közegeben az izomzat és az inak funkciói megtartottak, így az utókezelés lerövidül.

A 3M™ SoftCast™ üvegszálás törésrögzítő alkalmazása kizárólag bizonyos sérülés típusoknál és csak szakorvosi felügyelet mellett történhet.



dikkszám	megnevezés	méret	csomagolás
82102	3M™ SoftCast™ félmerev törésrögzítő tekercs	5 cm x 3,6 m	10 db/doboz
82103	3M™ SoftCast™ félmerev törésrögzítő tekercs	7,5 cm x 3,6 m	10 db/doboz
82104	3M™ SoftCast™ félmerev törésrögzítő tekercs	10 cm x 3,6 m	10 db/doboz
82105	3M™ SoftCast™ félmerev törésrögzítő tekercs	12,5 cm x 3,6 m	10 db/doboz

Rendelési információ

Színek: fehér, kék

3M™ Longetta merevítő sín Soft Cast™ félmerev törésrögzítőhöz

A törések rögzítéséhez alkalmazott félmerev SoftCast™ rögzítő tekercsek kiegészítésére bizonyos törés típusok esetén szükségessé válik merevítő sín, más néven Longetta használata. Előre hajtogatott, üvegszállal megerősített szövetből készül, és nedvességre keményedő poliuretán gyantával van átítatva.



Rendelési információ

dikkszám	megnevezés	méret	csomagolás
82199	3M™ Soft Cast™ Longetta	5 cm x 20 cm	10 db/doboz
82200	3M™ Soft Cast™ Longetta	7,5 cm x 70 cm	10 db/doboz
82201	3M™ Soft Cast™ Longetta	10 cm x 90 cm	10 db/doboz
82299	3M™ Soft Cast™ Longetta	7,5 cm x 20 cm	10 db/doboz

3M™ Szintetikus alábélelő pólya törésrögzítők alá

A törések rögzítéséhez használt gipsztekercsek alá bélelő pólyát kell használni a biztonságos rögzítés, a bőr védelme és a páciens komfort érdekében.



Rendelési információ

dikkszám	megnevezés	méret	csomagolás
MW02	3M™ Alábélelő tekercs	5 cm x 2,7 m	12 tek/ csomag
MW03	3M™ Alábélelő tekercs	7,5 cm x 2,7 m	12 tek/ csomag
MW04	3M™ Alábélelő tekercs	10 cm x 2,7 m	12 tek/ csomag
MW06	3M™ Alábélelő tekercs	15 cm x 2,7 m	12 tek/ csomag

3M™ WDP nedves-száraz alábélelő pólya törésrögzítők alá

A törések rögzítéséhez használt gipsztekercsek alá bélelő pólyát kell használni a biztonságos rögzítés, a bőr védelme és a páciens komfort érdekében. A WDP nedves-száraz alábélelő pólya fokozottan hidrofób tulajdonságú, ezért rövid időre fürödni, vagy zuhanyozni is lehet benne, de csak abban az esetben, ha 3M Csőharisnyával és 3M Scotchcast törésrögzítővel együtt alkalmazzák.



Rendelési információ

dikkszám	megnevezés	méret	csomagolás
WDP2	3M™ nedves - száraz alábélelő tekercs	5 cm x 3,6 m	20 db/csomag 4 csomag/karton
WDP3	3M™ nedves - száraz alábélelő tekercs	7,5 cm x 3,6 m	20 db/csomag 4 csomag/karton
WDP4	3M™ nedves - száraz alábélelő tekercs	10 cm x 3,6 m	20 db/csomag 4 csomag/karton
WDP6	3M™ nedves - száraz alábélelő tekercs	15 cm x 3,6 m	20 db/csomag 4 csomag/karton

3M™ Szintetikus alapú trikócső-pólya törésrögzítők alá

A törések rögzítéséhez használt gipsztekercsek alkalmazása előtt trikócső-pólyát, más néven csőharisnyát kell húzni a végtagra a biztonságos rögzítés, a bőr védelme és a páciens komfort érdekében. A csőharisnya szintetikus hűkolt anyagból készül, kellően rugalmas és követi a testkontúrokat.

Rendelési információ


dikkszám	megnevezés	méret	csomagolás
MS01	3M™ Szintetikus alapanyagú csőharisnya	2,5 cm x 22,5 m	1 db/karton
MS02	3M™ Szintetikus alapanyagú csőharisnya	5 cm x 22,5 m	1 db/karton
MS03	3M™ Szintetikus alapanyagú csőharisnya	7,5 cm x 22,5 m	1 db/karton
MS04	3M™ Szintetikus alapanyagú csőharisnya	10 cm x 22,5 m	1 db/karton
MS06	3M™ Szintetikus alapanyagú csőharisnya	15 cm x 22,5 m	1 db/karton
MS08	3M™ Szintetikus alapanyagú csőharisnya	20 cm x 2,5 m	1 db/karton
MS10	3M™ Szintetikus alapanyagú csőharisnya	25 cm x 22,5 m	1 db/karton



3M™ loban™ antimikrobiális műteti fóliák

A műtétet követő sebfertőzések egy része a páciens bőrén rekolonizálódott kórokozótól származik. A fertőzés kockázata nagymértékben csökkenthető antimikrobiális loban™ műteti incíziós fólia használatával. Az loban incíziós műteti fólia ragasztóanyaga jodoformot tartalmaz. Az ebből felszabaduló jód folyamatosan a bőr felületére kerül, ezzel biztosítva a folyamatos antimikrobiális hatást a műtét végéig. Használata feltétlenül javasolt hosszú és kritikus műtétek esetén.

A terméket a fertőtlenített, lemosott, de már megszáradt bőrfelületre kell ragasztani a sebészeti beavatkozás megkezdése előtt. 3M loban™ Incíziós fólia a levegő számára átjárható filmrétegből készült, amely hipoallergén ragasztóréteggel van bevonva. Megbízható tapadást biztosít még hosszú műtétek alatt is. Követi a seb terpesztését, anélkül, hogy a metszés szélén felválna.



A fólia két szélén tapadás-mentes felület található, amely nagymértékben megkönnyíti a felhelyezést

cikkszám	megnevezés	méret	csomagolás
6635	3M™ loban™ műteti fólia, operatív méret: 10 cm x 20 cm	15cm x 20cm	10 db/doboz, 4 doboz/karton
6640	3M™ loban™ műteti fólia, operatív méret: 34 cm x 35 cm	44cm x 35cm	10 db/doboz, 4 doboz/karton
6648	3M™ loban™ műteti fólia, operatív méret: 56 cm x 60 cm	66cm x 60cm	10 db/doboz, 4 doboz/karton
6650	3M™ loban™ műteti fólia, operatív méret: 56 cm x 45 cm	66cm x 45cm	10 db/doboz, 4 doboz/karton
6651	3M™ loban™ műteti fólia, operatív méret: 56 cm x 85 cm	66cm x 85cm	10 db/doboz, 4 doboz/karton

Rendelési információ

3M™ Steri-Drape™ 2 műteti incíziós fóliák

A műtétet követő sebfertőzések egy része a páciens bőrén rekolonizálódott kórokozótól származik. A fertőzés kockázata csökkenthető műteti incíziós fólia használatával. A terméket a fertőtlenített, lemosott, de már megszáradt bőrfelületre kell ragasztani a sebészeti beavatkozás megkezdése előtt. A 3M Steri Drape™ Incíziós fólia a levegő számára átjárható filmrétegből készült, amely hipoallergén ragasztóréteggel van bevonva. Megbízható tapadást biztosít még hosszú műtétek alatt is. Követi a seb terpesztését, anélkül, hogy a metszés szélén felválna.



A fólia két szélén tapadás-mentes felület található, amely nagymértékben megkönnyíti a felhelyezést

cikkszám	megnevezés	méret	csomagolás
2035C	3M™ Steri Drape™ 2 műteti fólia, operatív méret: 10 cm x 20 cm	20cm x 20cm	10 db/doboz, 4 doboz/karton
2037C	3M™ Steri Drape™ 2 műteti fólia, operatív méret: 28 cm x 25 cm	38cm x 25cm	10 db/doboz, 4 doboz/karton
2040C	3M™ Steri Drape™ 2 műteti fólia, operatív méret: 28 cm x 41 cm	38cm x 41cm	10 db/doboz, 4 doboz/karton
2045C	3M™ Steri Drape™ 2 műteti fólia, operatív méret: 50 cm x 45 cm	60cm x 45cm	10 db/doboz, 4 doboz/karton
2050C	3M™ Steri Drape™ 2 műteti fólia, operatív méret: 60 cm x 60 cm	90cm x 60cm	10 db/doboz, 4 doboz/karton
2051C	3M™ Steri Drape™ 2 műteti fólia, operatív méret: 60 cm x 85 cm	90cm x 85cm	10 db/doboz, 4 doboz/karton

Rendelési információ

SHINGNA™ műteti incíziós fóliák

A műtétet követő sebfertőzések egy része a páciens bőrén rekolonizálódott kórokozótól származik. A fertőzés kockázata csökkenthető műteti incíziós fólia használatával.

A SHINGNA Steri Film műteti incíziós izoláló fólia átlátszó, erős, vékony csillogásmentes poliuretán (PU) filmből készül és akrilát ragasztóréteggel van bevonva. Az egyedülálló innovatív termék három rétegből áll, a tényleges fóliát a ragasztós felület felőli oldalon felhasználás előtt védőpapír fedi, míg az ellentétes oldalon átlátszó merevítő PE fóliával van bevonva, ami rendkívül megkönnyíti a felhelyezést. Jól tapad a sebészleken is, hosszú idejű felhasználást tesz lehetővé. Jól tapad az izoláló kendőkön, vagy az egyszer használatos izoláló lepeken is, így biztonságosan rögzíti azokat. A ragasztó bőrbarát, hipoallergén, és hosszú idejű tapadást biztosít. A film nedvességálló, de páraáteresztő. A kívánt mértékű elaszticitással rendelkezik, ezért a feltárás során követi a seb nyújtását, anélkül, hogy a seb szélén felválna. Két oldalán a felhelyezés megkönnyítése érdekében tapadásmentes felület van.

cikkszám	megnevezés	méret
D1420 Steri Film műteti fólia	14cm x 20cm	20 db/doboz
D2030 Steri Film műteti fólia	20cm x 30cm	20 db/doboz
D3030 Steri Film műteti fólia	30cm x 30cm	20 db/doboz
D3045 Steri Film műteti fólia	30cm x 45cm	20 db/doboz
D4545 Steri Film műteti fólia	45cm x 45cm	20 db/doboz
D4560 Steri Film műteti fólia	45cm x 60cm	20 db/doboz



Rendelési információ


3M™ Sebszél védő gyűrűs fólia

Átlátszó polietilén fólia, közepén kör alakú nyílással, amelyet rugalmas gyűrű stabilizál. A fólia mérete 90x90cm, öt különféle méretű gyűrűvel készül. Négy sarkán öntapadó foltok vannak, ezek segítségével a fóliát az izoláló lepelhez lehet ragasztani.

Javasolt felhasználási terület: hasi sebészethél a peritoneum izolálása. A fólia a helyettesíti a hagyományos steril gézzel történő izolálást. A nedvesség és a baktériumok számára átjárhatatlan, védi a műteti sebet a műtét közben fertőzéssel szemben. Használata esetén csökken a postoperatív sebfertőzés valószínűsége.

cikkszám, megnevezés	gyűrű átmérője
1077 Sebszél védő gyűrűs fólia	9,5 cm
1073 Sebszél védő gyűrűs fólia	12,5 cm
1074 Sebszél védő gyűrűs fólia	17,5 cm
1075 Sebszél védő gyűrűs fólia	22,5 cm
1076 Sebszél védő gyűrűs fólia	27,5 cm

Somagolás: 10 db/doboz, 4 doboz/karton



Rendelési információ

3M™ Professzionális sebészeti nyírókészülék készlet

Sebészeti nyíróollós borotva töltöttség kijelzővel.

A 3M Professzionális sebészeti nyírókészülék a legújabb technológiai fejlesztések eredménye.

Előnyök:

- 160 perc folyamatos működés
- A telep töltöttségét LED jelzi ki
- 3 óra alatt teljesen feltöltődik
- Túltöltés elleni védelem
- Minden fajta szőrzetre és a hajra is alkalmas
- Széles borotvafej – gyors és hatékony vágás

cikkszám, megnevezés	csomagolás
9681 3M™ Professzionális sebészeti nyírókészülék	1 db
9683 3M™ Sebészeti borotva akkutöltő 9681-hez	1 db
9680 3M™ Sebészeti borotva fej 9681-hez	50 db/doboz

Rendelési információ

A kórházi protokollok szerintint ellenjavallt a hagyományos pengés borotva használata, mert a felhám sérülések növelik a nozokomiális fertőzések előfordulásának valószínűségét.

Speciális vágófejének köszönhetően tökéletesen eltávolítja a legerősebb szőrzetet is. A nehezen megközelíthető, illetve a különösen érzékeny felületeken is kíméletesen alkalmazható. A nyírókészülék a nyélben levő beépített tölthető akkumulátorral működik. A akku töltöttségét LED-sor jelzi ki. Egy feltöltés 160 perc folyamatos üzemet biztosít. A feltöltést a 9683 cikkszámú akkumulátor töltő biztosítja.

A borotvához egyszer használatos fejekre van szükség, amely szintén megtalálható cégünk kínálatában 9680 cikkszámmon.



3M™ Elektromos sebészeti nyírókészülék készlet állítható fejjel

Sebészeti nyíróollós borotva állítható dőlésszögű fejjel és akkutöltővel

3M Sebészeti nyírókészülék egyszerűen és biztonságosan alkalmazható eszköz a műtéti bőrelőkészítésnél. A kórházi protokollok szerint ellenjavallt a hagyományos pengés borotva használata, mert a felhám sérülések növelik a nozokomiális fertőzések előfordulásának valószínűségét. Speciális vágófejének köszönhetően tökéletesen eltávolítja a legerősebb szőrzetet is. A nehezen megközelíthető, illetve a különösen érzékeny felületeken is kíméletesen alkalmazható. A vágófej és a borotva test közötti dőlésszög állítható, emiatt testhajlatokban, vagy nehezebben hozzáférhető helyeken is kényelmesen használható.

A borotva a nyélben levő beépített tölthető akkumulátorral működik. Egy töltés 60 perc folyamatos üzemet biztosít. A feltöltést a 9668 cikkszámú akkumulátor töltő biztosítja.

A borotvához egyszer használatos fejekre van szükség, amely szintén megtalálható cégünk kínálatában 9660 cikkszámmon.

cikkszám, megnevezés	csomagolás
9661 3M™ Sebészeti nyírókészülék állítható dőlésszögű fejjel	1 db
9668 3M™ Sebészeti borotva akkutöltő	1 db
9660 3M™ Sebészeti borotva fej, állítható dőlésszögű	50 db/doboz

Rendelési információ



3M™ Precise Vista™ sebészeti bőrcapocs szedők

A 3M bőrcapocs szedők a 3M Precise Vista™ bőrcapcsolóval behelyezett capocok eltávolítására készültek. Két változatban kaphatók: az SR-1 csipesz alakú az SR-3 pedig olló alakú capoc szedő. A bőrcapocs szedőket steril csomagolásban szállítjuk.

cikkszám, megnevezés	csomagolás
SR1 3M™ Capocsszedő, csipesz alakú	10 db/doboz 3 doboz/karton
SR3 3M™ Capocsszedő, olló alakú	10 db/doboz 3 doboz/karton

Rendelési információ



3M™ Elektromos sebészeti nyírókészülék készlet

Sebészeti nyíróollós borotva fix fejjel



3M Sebészeti nyírókészülék egyszerűen és biztonságosan alkalmazható eszköz a műtéti bőrelőkészítésnél. A kórházi protokollok szerint ellenjavallt a hagyományos pengés borotva használata, mert a felhám sérülések növelik a nozokomiális fertőzések előfordulásának valószínűségét. Speciális vágófejének köszönhetően tökéletesen eltávolítja a legerősebb szőrzetet is. A nehezen megközelíthető, illetve a különösen érzékeny felületeken is kíméletesen alkalmazható.

A nyírókészülék a nyélben levő beépített tölthető akkumulátorral működik. A készülék töltés közben is használható. Egy feltöltés 60 perc folyamatos üzemet biztosít. A feltöltést a 9678 cikkszámú akkumulátor töltő biztosítja.

A borotvához egyszer használatos fejekre van szükség, amely szintén megtalálható cégünk kínálatában 9670 cikkszámmon.

cikkszám, megnevezés	csomagolás
9671 3M™ Sebészeti nyírókészülék fix fejjel	1 db
9678 3M™ Sebészeti borotva akkutöltő	1 db
9670 3M™ Sebészeti borotva fej	50 db/doboz

Rendelési információ

3M™ Precise Vista™ sebészeti bőrcapcsoló

Fogantyúval működtethető egyszer használatos steril bőrcapcsoló, amely kettős stop pozícióval rendelkezik, és visszahúzható üllővel van felszerelve, ezáltal a kapocs a behelyezés előtt és alatt kiválóan megfigyelhető. A kapocstár szöveget zár be a fogantyúval, ezért nagyon kényelmes a használata. Az ék alakú kapocsrakó fej a kapocs bármely szögből való behelyezését lehetővé teszi. A kapocsrakó fejen levő vezető nyíl rendkívül megkönnyíti a kapocs pozicionálását. Ideálisan használható műtőkben, szülőszobákban, baleseti és sebészeti ambulanciákon.



cikkszám	megnevezés	méret
3996 3M™ Precise Vista™ bőrcapcsoló	15 kapocs/kapcsoló	6 db/doboz, 4 doboz/karton
3995 3M™ Precise Vista™ bőrcapcsoló	35 kapocs/kapcsoló	6 db/doboz, 4 doboz/karton

Rendelési információ

MEDLINE Wet/Dry elektromos sebészeti nyírókészülék

Sebészeti nyíróollós borotva

A MEDLINE Wet/Dry sebészeti nyírókészülék alkalmas mind száraz, mind nedves szőrzet eltávolítására.

A kórházi protokollok szerint ellenjavallt a hagyományos pengés borotva használata, mert a felhám sérülések növelik a nozokomiális fertőzések előfordulásának valószínűségét. Három vágófej rendelhető a készülékhez, ezek színekódolással is megkülönböztethetők: a szürke általános felhasználású, a kék hajra, vagy erős szőrzetre ajánlott, a piros fej keskenyebb, ez elsősorban az intim testtájakhoz javasolt.



Előnyök

- Ergonómikus kialakítású konstrukció, kényelmes használat
- A három fej minden felhasználási területhez megoldást nyújt
- A borotva test tisztítás céljából folyadékkal lemosható
- A nikkel metál hidrid akkumulátor egy óra folyamatos üzemidőt biztosít
- Külön megrendelhető a borotva és a töltő is



cikkszám	megnevezés	csomagolás
DYND70800EU	Wet/dry sebészeti borotva + akkutöltő	1 db/doboz
DYND70801EU	Wet/dry sebészeti borotva	1 db/doboz
DYND70802EU	Akkutöltő a Wet/dry sebészeti borotvához	1 db/doboz
DYND70880E	Sebészeti borotvafej, wet/dry általános célra (szürke)	50 db/doboz
DYND70885E	Sebészeti borotvafej, wet/dry neuro (kék)	50 db/doboz
DYND70890E	Sebészeti borotvafej, wet/dry neuro (piros)	50 db/doboz

Rendelési információ

Egyszer használatos műtéti izoláló leplek és szettek

A 3MED Kft kínálatában az egyszer használatos műtéti izoláló termékek széles választéka található meg. Minden műtéti szakma részére kínálunk egyszer használatos izoláló lepleket és szetteket.

Termékválasztékunkban megtalálhatók az egyszerű nem szőtt leplek amelyek igény szerint lehetnek két- vagy három rétegűek. A leplek készülnek öntapadó szegélyű változatban is, valamint rendelkezésre állnak lyukas leplek is.

A magasabb igények kielégítésére speciális, a műtétípushoz kifejlesztett lepleket is szállítunk, pl: császár, laparoszkópos, TUR, szemészeti stb.

A speciális feladatok megoldására készültek a PE és PP anyagú áttetsző leplek és folyadékgyűjtők valamint különféle nem szőtt kiegészítő izolálók: lábszákok, asztal izolálók, operációs ragasztók stb.

A legmagasabb színvonalú szolgáltatást és a legkényelmesebb megoldást az izoláló szettek biztosítják, amelyek a felsorolt termékekből vannak összeállítva egyedi steril csomagolásban, a műtétípus által megkívánt összetételben és sorrendben.



Bővebb információért kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz!

3M™ Basic műtőköpenyek

3M™ HP műtőköpenyek

Basic köpeny: Körsteril, egyszer használatos operációs kabát, csukló részén mandzsettával, a megkötő pánton átadó övkartyával, nyakrészén megerősített tépőzárral ellátott. Anyaga 35 g/m² nem szőtt, latexmentes teljes felületén pára és légáteresztő. Külső felszíne vízlepergető képességű, folyadékbehatolásával szemben ellenálló, magas szintű komfortot biztosít. Egyedi steril csomagolásban.

A HP köpenyek magasabb vízlepergető képességűek, és 2 db törölkendővel, belső krepp papír csomagolásban és külső papír-fólia tasakban készülnek.



cikkszám	méret	csomagolás
7492 3M™ Basic műtőköpeny	"L"	30 db/karton
7493 3M™ Basic műtőköpeny	"XL"	26 db/karton
7494 3M™ Basic műtőköpeny	"XXL"	24 db/karton
7691K 3M™ HP műtőköpeny	"M"	28 db/karton
7692K 3M™ HP műtőköpeny	"L"	26 db/karton
7693K 3M™ HP műtőköpeny	"XL"	24 db/karton
7694K 3M™ HP műtőköpeny	"XXL"	22 db/karton

Rendelési információ

MEDLINE „Essential” standard műtőköpeny

Körsteril, egyszer használatos operációs kabát, csukló részén mandzsettával, a megkötő pánton átadó övkartyával, nyakrészén megerősített tépőzárral ellátott. Anyaga 35 g/m² nem szőtt, latexmentes teljes felületén pára és légáteresztő. Külső felszíne vízlepergető képességű, folyadékbehatolásával szemben ellenálló, magas szintű komfortot biztosít. Ujja a megfelelő tartósság érdekében bevarrt. Csomagolás: egyedi steril, benne 2 db törölkendővel, belső krepp papír és külső PE csomagolásban.



cikkszám	megnevezés	méret
S3500CEB "Essential" standard műtőköpeny	S/M: 115cm	28 db/karton
S3506CEB "Essential" standard műtőköpeny	L: 120cm	32 db/karton
3545CEB "Essential" standard műtőköpeny	XL: 140cm	32 db/karton
S3516CEB "Essential" standard műtőköpeny	XLL: 150cm	28 db/karton

Rendelési információ

MEDLINE „Essential” PE megerősített műtőköpeny

Mellrészén és ujján PE megerősítő vízhatlan betéttel ellátott körsteril, egyszer használatos operációs kabát. Fokozott folyadék-terhelés és nagyobb kockázatú műtétek esetén ajánlott. Csukló részén mandzsettával, a megkötő pánton átadó övkartyával, nyakrészén megerősített tépőzárral ellátott. Anyaga 35 g/m² nem szőtt, latexmentes teljes felületén pára és légáteresztő. Külső felszíne vízlepergető képességű, folyadékbehatolásával szemben ellenálló, magas szintű komfortot biztosít. Ujja a megfelelő tartósság érdekében bevarrt. Csomagolás: egyedi steril, benne 2 db törölkendővel, belső krepp papír és külső PE csomagolásban.



cikkszám	megnevezés	méret	csomagolás
S3500CEB	"Essential" PE megerősített műtőköpeny	S/M: 115cm	28 db/karton
S3510CEB	"Essential" PE megerősített műtőköpeny	L: 120cm	24 db/karton
S3540CEB	"Essential" PE megerősített műtőköpeny	XL: 130cm	20 db/karton
S3513CEB	"Essential" PE megerősített műtőköpeny	XLL: 150cm	24 db/karton
S3581CEB	"Essential" PE megerősített műtőköpeny	2XLL: 160cm	20 db/karton

Rendelési információ

MEDLINE Zsilipruha

A MEDLINE zsilipruha két részből áll: ing (tunika) és nadrág. Alternatívát jelent a tradicionális zöld textilből készült ruházattal szemben.

Előnyök, fő jellemzők:

- folyadék-lepergető többrétegű átléggő anyagból készül
- hosszú műtét alatt is kényelmes viselet
- V alakú nyakkivágás megkönnyíti a fel- és levételt
- az ingen három zseb van
- a nadrág megkötő pánttal van felszerelve
- a nadrágon egy farzseb van
- az ing és a nadrág külön van csomagolva
- kék, vagy rózsaszínű anyagból készül

cikkszám	megnevezés	csomagolás
PXS9110S	Zsilipruha felső, kék, XS	50
PS9110S	Zsilipruha felső, kék, S	50
PM9110S	Zsilipruha felső, kék, M	50
PL9110S	Zsilipruha felső, kék, L	50
PXL9110S	Zsilipruha felső, kék, XL	50
PXS9110P	Zsilipruha nadrág, kék, XS	50
PS9110P	Zsilipruha nadrág, kék, S	50
PM9110P	Zsilipruha nadrág, kék, M	50
PL9110P	Zsilipruha nadrág, kék, L	50
PXL9110P	Zsilipruha nadrág, kék, XL	50
P42PPXS-S	Zsilipruha felső, rózsaszín, XS	50
P42PPS-S	Zsilipruha felső, rózsaszín, S	50
P42PPM-S	Zsilipruha felső, rózsaszín, M	50
P42PPL-S	Zsilipruha felső, rózsaszín, L	50
P42PPXL-S	Zsilipruha felső, rózsaszín, XL	50
P42PPXS-P	Zsilipruha nadrág, rózsaszín, XS	50
P42PPS-P	Zsilipruha nadrág, rózsaszín, S	50
P42PPM-P	Zsilipruha nadrág, rózsaszín, M	50
P42PPL-P	Zsilipruha nadrág, rózsaszín, L	50
P42PPXL-P	Zsilipruha nadrág, rózsaszín, XL	50



3M™ Műtői védőszemüvegek

A 3M műtői védőszemüvegei megakadályozzák a fröccsenő folyadékok által okozott kontaminációt, így idegen testnedvek nem juthatnak a viselő szemébe. Védenek a levegőben repülő szilárd részecskék ellen is. A lencse nagy ellenálló-képességű, nem párasodó karcálló polikarbonát anyagból készült. A száruk hossza állítható és megfelelően alakítható. Jól illeszkedik az arc kontúrájához. A használat nem korlátozza tevékenységében.

cikkszám, megnevezés	leírás	csomagolás
2750	3M™ Védőszemüveg "buborék alakú"	Műtői védőszemüveg, buborék alakú fazon, páramentesítő réteggel
2840	3M™ Védőszemüveg "csepp alakú"	Műtői védőszemüveg, csepp alakú fazon, páramentesítő réteggel, állítható dőlésszögű
2800	3M™ Védőszemüveg "szemüvegeseknek"	Műtői védőszemüveg, szemüvegeseknek is viselhetik, nagy látóterű, állítható dőlésszögű
1880	3M™ Védőszemüveg "szögletes alakú"	Műtői védőszemüveg, szögletes fazon, állítható dőlésszögű

Rendelési információ



MEDLINE QUICKSUITE® műtőasztal takarók

A MEDLINE műtőasztal takarók használatával biztosítható a műtét alatti fokozott bőrvédelem. A műtét során előforduló folyadék szivárgás következtében a páciensnek a műtőasztallal érintkező testfelületén előfordulhat maceratio vagy bőr irritáció. A szuper-abszorbens műtőasztal takarók nagy mennyiségű folyadékot szívnak fel és tartanak magukban, így hatékonyan csökkentik a problémák előfordulásának valószínűségét.

A SAHARA műtőasztal takarók három rétegűek. A felső réteg felülről lefelé átengedi a nedvességet. A középső szuper-abszorbens réteg felszívja és megkötöi a folyadékokat. Az alsó nedvzáró réteg megakadályozza a kiszivárgást.



cikkszám	leírás	csomagolás
DYND4060SBE	SAHARA szuperabszorbens műtőasztal takaró 102x152cm	20
DYND4090SBE	SAHARA szuperabszorbens műtőasztal takaró 102x229cm	20
DYKQSUITEL2CEA	SAHARA2 készlet: 1 db műtőasztal takaró 102x229cm 1 db emelő - mozgató takaró 102x152cm	24
DYKQSUITEL3CEA	SAHARA3 készlet: 1 db műtőasztal takaró 102x229cm 1 db emelő - mozgató takaró 102x152cm 2 db kartámsz borító 74x31cm	16
DYKQSUITEL4CEA	SAHARA4 készlet: 1 db műtőasztal takaró 102x229cm 1 db emelő - mozgató takaró 102x152cm 2 db kartámsz borító 74x31cm 1db fejtámsz borító 37x39cm	16

Rendelési információ

MEDLINE Ultrasorbs légáteresztő nedvsvívó alátét

A MEDLINE Ultrasorbs légáteresztő nedvsvívó alátét extra nagy nedvsvívó kapacitással rendelkezik. A négy rétegű szerkezet szabadalommal védett SuperCore® belső magja – más betegalátétektől eltérően – termikus kötással négyzettrács szerkezetben rögzítve van, emiatt nem mozdul el, nem csomósodik, és jobban bírja a mechanikus igénybevételt. A felső puha, nem szőtt páciens komfort réteg kíméletes a bőrhöz, nem dörzsöli, és segít a decubitus kialakulásának megelőzésében. A nedvsvívó mag alatti AquaShield réteg nedvességzáró, de lég- és páraáteresztő.

A MEDLINE Ultrasorbs alátét egyedülálló tulajdonsága, hogy légáteresztő, emiatt a pumpás antidecubitus matracokhoz kiválóan illeszkedik.

Az ES jelű extra erős változat teherbírása 180 kg, ily módon használható a páciensek mozgatására is.

Javasolt felhasználási terület:

- Decubitus prevenció
- Inkontinens páciensek esetén
- Perioperatív bőrvédelem
- Bármely, nedvesség-felszívással járó esetben



Rendelési információ

cikkszám	leírás	méret	csomagolás (db/ karton)
ULTRASRBE2540	ULTRASORBS AP nedvsvívó alátét	25 cm x40 cm	100
ULTRASRBE4561	ULTRASORBS AP nedvsvívó alátét	45 cm x 61 cm	60
ULTRASRBE6191	ULTRASORBS AP nedvsvívó alátét	61 cm x 91 cm	70
USAPE6191ES	ULTRASORBS ES extra erős nedvsvívó alátét	61 cm x 91 cm	60

MEDLINE Páciens emelő – mozgató takaró

A MEDLINE páciens emelő – mozgató takaró a betegek műtét előtti és utáni mozgását könnyíti meg. A fehér színű nem szőtt poliészterből készült takaró könnyű, mégis rendkívül erős. Alkalmas maximum 224 kg súly felemelésére. A termékre fektetett páciens a takaró négy sarkánál megfogva felemelhető és mozgatható.

Mérete: 152 x 198cm, vagy 102 x 152cm

A termék használható még a páciensek ideiglenes betakarására is. Puha, kellemes tapintású, elősegíti a testhőmérséklet megőrzését.

I. osztályú, nem steril egyszer használatos orvostechnikai eszköz a 93/42/EEC direktíva szerint.



díkszám	leírás	csomagolás
DYND4060SBE	SAHARA szuperabszorbens műtőasztal takaró 102x152cm	20
DYND4090SBE	SAHARA szuperabszorbens műtőasztal takaró 102x229cm	20

Sebészeti bőr jelölő toll, steril

A MEDLINE bőr jelölő toll a műtét során szükséges jelölő vonalak felrajzolására használható. Nem irritáló, orvostechnikai minőségű ibolyakék színű tárnics tintával készül. A tinta ellenáll a bőr-fertőtlenítő lemosó szereknek.

Két változatban áll rendelkezésre: normál hegygel, illetve finom hegygel (pl. plasztikai sebészeti beavatkozásokhoz). Az egyedi steril csomagolásban egy 15cm-es vonalzó is található. A termék latex mentes.

I. osztályú steril egyszer használatos orvostechnikai eszköz a 93/42/EEC direktíva szerint.

díkszám	leírás	csomagolás
DYNJSM01	Sebészeti bőr jelölő toll normál hegyű; vonalzóval; ibolyakék	50
DYNJSM03	Sebészeti bőr jelölő toll finom hegyű; vonalzóval; ibolyakék	50



Tű tároló – számláló doboz

A MEDLINE tű tároló - számláló doboz a sebvarrótűk műtét közbeni átmeneti tárolására, és a műtét utáni gyűjtésére használható. Alkalmazásával nagymértékben növekszik a mind a páciens, mind a műtői személyzet biztonsága: a sebvarrótűk jól szervezett kontrollált módon tárolhatók, számuk könnyen ellenőrizhető.

Előnyök, fő jellemzők:

- A szivacs betétbe beszúrhatók a tűk
- A számozott mezők megkönnyítik a tűk nyilvántartását
- A szivacs betét kiemelhető
- A kiemelt szivacs betét a rajta levő öntapadó folt segítségével bárhová felragasztható
- A jobb oldali mágneses betét megtartja az elhasznált tűket
- A doboz a külsején levő öntapadó folt segítségével bárhová felragasztható
- Műtét végén alkalmas a felhasznált tűk gyűjtésére
- Egyedi steril csomagolásban szállítjuk
- A termék egyszer használatos



3M™ Sebészi maszkok

Minden 3M sebészi maszk túlteljesíti a baktériumszűrő képességre vonatkozó szabvány előírásait. Anyaguk nem allergizál, latex- és üvegszál mentes. Minden 3M maszk az EN14683 szerint II típusba sorolt. Ezen túlmenően a 1819 Fröccsenés-álló maszk a IIR típusba sorolt.

cikkszám, megnevezés	leírás	csomagolás
1810F 3M™ Kötös pánttal ellátott sebészi maszk	Standard sebészi maszk függőleges megkötő pánttal	100 db/doboz 6 doboz/karton
1826C 3M™ Gumis pánttal ellátott sebészi maszk	Standard sebészi maszk gumis fülpánttal	50 db/doboz 10 doboz/karton
1818FS 3M™ Megkötös műtéti maszk arcvédővel	Átlátszó arcvédővel ellátott maszk vízszintes megkötő pánttal	50 db/doboz 4 doboz/karton
1819 3M™ Fröccsenés-álló maszk	Folyadéksepp-álló sebészi maszk függőleges megkötő pánttal; EN14683 IIR típus	80 db/doboz 6 doboz/karton
1838 3M™ Filtron™ nem párasító sebészi maszk	Speciális „kacsacsőr” forma, nem párasítja be a szemüveget	50 db/doboz 12 doboz/karton

Rendelési információ



MEDLINE mesefigurás sebészi maszkok

A gyermekek számára a kórházi környezet félelmet, szorongást okoz, a betegség pedig nem ritkán fájdalmas. A mesefigurás maszkok segítik ezeknek a problémáknak a csökkentését. A MEDLINE cég két fajta vidám maszkot fejlesztett ki.

A felnőtt méretű, megkötő pánttal ellátott sebészi (műtéti) maszkot a gyermekosztályokon dolgozó kórházi szakszemélyzet személyzet részére, valamint a látogatók részére ajánljuk. A külső felületén vidám mesefigurák vannak. A mesefigurák segítik csökkenteni a gyermekek félelem-érzését, és vidámbbá teszik a légkört.



A gumis fülpánttal ellátott gyermek méretű maszkot a kórházban fekvő gyermekek és a gyermekkorú látogatók részére javasoljuk. A kis páciensek számára a vidám állatfigurák segítenek elviselni a betegség nehéz napjait.



Rendelési információ

cikkszám	megnevezés	csomagolás (db/ karton)
NONBUDDYP	Sebészi maszk gumis, gyermek méret, mesefigurás	500
NONBUDDYTIE	Sebészi maszk, felnőtt méret, kötös, mesefigurás	300

Gyakori kérdések: légzésvédő munkavédelmi maszkok

Mi a légzésvédő maszk?

Olyan az orrot és az arcot beborító maszk, amelyet arra fejlesztettek ki, hogy a viselő személyt megvédje a levegőben lebegő szennyező anyagok: folyadékcseppek és szilárd részecskék belégzésétől. A légzésvédő egészségvédelmi maszkot szokták még munkavédelmi maszknak, respirátornak, félálarcnak is nevezni.



Hogyan véd a kórokozók ellen a légzésvédő maszk?

A kórokozók mindig valamilyen hordozón: lebegő folyadékcseppben, vagy szilárd részecskén tapadnak meg. A levegő a maszk anyagán, vagy szűrőjén át jut be a szájba és az orrba. A maszk anyaga vagy szűrője kiszűri ezeket a szennyeződések, így azok és a rajtuk megtapadt kórokozók nem kerülnek be az emberi szervezetbe. A szennyeződések megtapadnak a maszkon és a szűrőn. Az egészségvédelmi maszk szorosan rásimul az arcra és az orra, ezért mellette alig jut be a szennyezett levegő, ezt másképpen úgy is szokták mondani, hogy kicsi az alászívása. Belégzéskor a maszk a vákuum hatására még jobban az arcra simul, és így csökken az alászívás.

Miben különbözik a légzésvédő maszk a kórházakban is használatos műtéti, (orvosi, sebési) maszktól?

A sebészi maszk nem a viselőjét védi, hanem a viselő személy által kilélegzett cseppektől, kórokozóktól védi a páciens. A sebészi maszk nem simul szorosan az arcra, ezért mellette szűretlen levegő is bejut a viselő személy szervezetébe. Emiatt a műtéti maszk a belélegzett levegőben lebegő szennyeződésektől, kórokozóktól csak kis mértékben védi meg a viselő személyt.



Meddig nyújt védelmet a fertőző kórokozók ellen a légzésvédő maszk?

Mindaddig, amíg felvétel után folyamatosan arcunkon tartjuk. Amint levettük a maszkot, nem biztosítható, hogy belső része tiszta maradjon, mert a külső részen megtapadt kórokozók kontaminálhatják a belső részt. Emiatt ekkor már nem garantált a védelem. Helyes használat esetén a szennyezett légzésvédő maszkot, ha azt aktív fertőző környezetben viseltük, a fertőző egészségügyi hulladékokra vonatkozó szabályok szerint kell kezelni.

Felvétel után milyen hosszú ideig viselhetjük a maszkot,

nem csökken-e védőképessége?

Nem csökken a védőképesség az idő elteltével. A maszk mindaddig viselhető, amíg a használat nem okoz elviselhetetlen kényelmetlenséget, amíg kellő mennyiségű levegőt kap a viselő. A maszk szűrője elvileg eltömődhet, de ez csak nagyon poros ipari környezetben szokott előfordulni. De vegyük figyelembe az előző bekezdésben írottakat: ha a fertőzött maszkot egyszer levettük, utána már belseje nem tekinthető tisztának.


Légzésvédő maszkok

Az orrot és az arcot beborító maszk, amelyet arra fejlesztettek ki, hogy a viselő személyt megvédje a levegőben lebegő szennyező anyagok: folyadékcseppek és szilárd részecskék belégzésétől. Az egészségvédelmi maszkot szokták még légzésvédő, munkavédelmi maszknak, respirátornak, félálarcnak is nevezni.

A levegő a maszk anyagán és szűrőjén át jut be a szájba és az orrba. A maszk anyaga és szűrője kiszűri a szennyeződések, így azok nem kerülnek be az emberi szervezetbe. A szennyeződések megtapadnak a maszkon és a szűrőn. Az egészségvédelmi maszk szorosan rásimul az arcra és az orra, ezért mellette alig jut be a szennyezett levegő, ezt másképpen úgy is szokták mondani, hogy kicsi az alászívása. Belégzéskor a maszk a vákuum hatására még jobban az arcra simul, és így csökken az alászívás. Egyes maszkok kényelmi szolgáltatásként kilégző szeleppel vannak ellátva.

Védőképesség

EN 149:2001 szabvány szerinti védelmi fokozat	névleges védelmi tényező	teljes alászívás maximum
FFP1	4	22%
FFP2	12	8%
FFP3	50	2%



cikkszám, megnevezés	leírás	csomagolás
9320	3M Légzésvédő maszk FFP2 szelep nélkül	10 db/doboz, 12 doboz/karton
9332	3M Légzésvédő maszk, FFP3 szelepes	10 db/doboz, 12 doboz/karton
23200	SUPAIR FFP2 Légzésvédő maszk szelep nélkül	20 db/doboz
23305	SUPAIR FFP3 Légzésvédő maszk szelepes	20 db/doboz

Rendelési információ

Bowie & Dick tesztek

Elővákuumos autokláv sterilizáló berendezések esetén naponta, bekapcsolás után szükséges a berendezés ellenőrzése abból a szempontból, hogy megfelelő-e az elővákuum, ezt követően pedig megtörténik-e a gőz megfelelő penetrációja. Az ellenőrzés **Bowie & Dick teszt** (BD) használatával történik.

A Bowie & Dick teszt vagy lap, vagy csomag formában kapható.

A BD tesztlapot egy lepedőcsomag közepébe kell tenni, így kell az autokláv kamrájába helyezni, majd egy BD programot lefuttatni.

A tesztcsomag papírköteg közepébe helyezett tesztlapból áll, ezt kell az autokláv kamrájába helyezni, majd egy BD programot lefuttatni.

A Bowie & Dick teszt eredményét a tesztlap színváltozása jelzi. Megfelelő elővákuum és gőz penetráció esetén a színváltozás a lap teljes felületén egyenletes.

Rendelési információ


cikkszám, megnevezés	leírás	csomagolás
1301	3M™ Comply™ Bowie Dick tesztcsomag EN szerint	20 csomag / doboz
1302	3M™ Comply™ Bowie Dick tesztcsomag	6 csomag/ doboz 5 doboz/ karton
00135LF	3M™ Bowie Dick tesztcsomag előjelző indikátorral	6 csomag/ doboz 5 doboz/ karton
BD110G	Bowie Dick tesztlap, A4 méretű	100 lap/csomag



Folyamat ellenőrző kémiai indikátorok

Sterilizáló berendezésekbe helyezett csomagokról meg kell tudni állapítani, hogy átestek-e a megfelelő sterilizálási cikluson. Ennek megállapítására és jelzésére szolgálnak a folyamat indikátorok. Ezeket kívülről a csomagra ragasztják, és színváltozással jelzik, hogy átestek-e a cikluson, így vizuálisan elkülöníthetők a sterilizálás előtti és utáni csomagok.

A folyamatindikátorok szalag és címke formájában készülnek, mindkettő öntapadó.



cikkszám, megnevezés	leírás	csomagolás
Autokláv indikátor szalagok általános célra		
1322-12MM 3M™ Comply™ autokláv indikátor szalag	1,2 cm x 55m	42 db/karton
1322-18MM 3M™ Comply™ autokláv indikátor szalag	1,8 cm x 55m	28 db/karton
1221-6 3M™ Comply™ autokláv indikátor szalag	1,9 cm x 55m	48 db/karton
1322-24MM 3M™ Comply™ autokláv indikátor szalag	2,4 cm x 55 m	20 db/karton
1322-48MM 3M™ Comply™ autokláv indikátor szalag	4,8 cm x 55 m	10 db/karton

Autokláv indikátor szalagok papír csomagolóanyagokhoz

1355-18MM 3M™ Comply™ autokláv indikátor szalag	1,8 cm x 55 m	28 db/karton
1355-24MM 3M™ Comply™ autokláv indikátor szalag	2,4 cm x 55 m	20 db/karton

Autokláv indikátor címkék

1322CH 3M™ autokláv dobozzáró indikátor címke	15mm x 50mm	500 db/doboz
00160 3M™ Comply™ autokláv indikátor címke	19 mm x 32 mm	1000 db/doboz 12 doboz/karton

Etilén oxid indikátor szalag

1224-6 3M™ Comply™ EO indikátor szalag	19 mm x 55 m	24 db/karton
--	--------------	--------------

Hőlégi indikátor szalag

1226 3M™ Comply™ hőlégi indikátor szalag	19 mm x 50 m	48 db/karton
--	--------------	--------------

Rendelési információ

Rakomány ellenőrző biológiai indikátorok: 3M™ Attest tesztrendszer

Sterilizáló berendezések rakományának ellenőrzésére használt tesztrendszer. Feladata az adott rakomány sterilizálásának ellenőrzése és dokumentálása. A rendszer részei a tesztső és az inkubátor. Többfajta cső és inkubátor áll rendelkezésre a különféle igényekhez és berendezésekhez.

A műanyag tesztső belsejében spórák és üvegfalóban táptalaj van, egymástól elkülönítve. A tesztsövet a sterilizáló berendezésben kell sterilizálni. Ezután az üvegfaló összeroppantásával a spórákat és a táptalajt érintkezésbe kell hozni. Az így aktivált fiolát adott ideig inkubálni kell. A folyamat végén színváltozás jelzi, hogy a spórák előlése megtörtént-e, azaz a sterilizálás megfelelő volt-e.

A biológiai indikátorok a leghitelesebb eszközök a sterilizálás hatékonyságának ellenőrzésére.



cikkszám, megnevezés	leírás	csomagolás
Autoklávokhoz való tesztrendszer		
1262 3M™ Attest autokláv biológiai tesztső, 48 órás leolvasás	A teszt eredményét 48 órás inkubálás után színváltozás jelzi, ami vizuálisan értékelhető ki	100 db/doboz 4 doboz/ karton
1276 3M™ Attest autokláv biológiai tesztső, 48 órás leolvasás	A tesztső egy 1262-es tesztsövet tartalmaz, amely papírcsomag közepébe van helyezve. A papírcsomag egy szokásos steril csomag által jelentett kihívást szimulálja	25 db/karton
118 3M™ Attest inkubátor autokláv sterilizációhoz, 56 C fok, 14 csöves	A 1262 és 1276 jelű tesztsővekhez használható inkubátorok. Válassza ki az igénynek megfelelő számú cső-fészket tartalmazó inkubátort	1 db/karton
128 3M™ Attest inkubátor autokláv sterilizációhoz, 56 C fok, 28 csöves		1 db/karton
1292E 3M™ Attest autokláv biológiai gyors tesztső, 3 órás leolvasás	Az enzimikus reakción alapuló gyors teszt már 4 óra inkubálás után kiértékelhető	50 db/doboz 4 doboz/ karton
1296 3M™ Attest autokláv biológiai gyors teszt csomag, 3 órás leolvasás	A tesztső egy 1292E-es tesztsövet tartalmaz, amely papírcsomag közepébe van helyezve. A papírcsomag egy szokásos steril csomag által jelentett kihívást szimulálja	25 db/karton
290 3M™ Attest autoreader inkubátor autokláv gyors teszt	Az autoreader elvégzi az inkubálást, az eredményt kijelzőn mutatja	1 db / karton

Etilén oxid sterilizátorhoz való tesztrendszer

1264 3M™ Attest EO biológiai tesztső, 48 órás leolvasás	A teszt eredményét 48 órás inkubálás után színváltozás jelzi, ami vizuálisan értékelhető ki	100 db/doboz 4 doboz/karton
119 3M™ Attest inkubátor EO sterilizációhoz, 37 C fok, 14 csöves	A 1264 jelű tesztsővekhez használható inkubátorok. Válassza ki az igénynek megfelelő számú cső-fészket tartalmazó inkubátort	1 db/karton
129 3M™ Attest inkubátor EO sterilizációhoz, 37 C fok, 28 csöves		1 db/karton
1294 3M™ Gyors Attest EO biológiai tesztső, 4 órás leolvasás	Az enzimikus reakción alapuló gyors teszt már 4 óra inkubálás után kiértékelhető	50 db/doboz 4 doboz/karton
290G 3M™ Attest autoreader inkubátor etilén oxid gyors teszt	Az autoreader elvégzi az inkubálást, az eredményt kijelzőn mutatja	1 db / karton

Univerzális inkubátor

131 3M™ Attest inkubátor autokláv/EO sterilizációhoz, 56/37 C fok, 28 csöves	Az inkubátor mind autokláv tesztsővekhez, mind etilén oxid tesztsővekhez használható	1 db/karton
--	--	-------------

3M™ Attest™ Super Rapid

Biológiai tesztrendszer autoklávhoz


Autokláv sterilizáló berendezések rakományának ellenőrzésére használt tesztrendszer. Feladata az adott rakomány sterilizálásának ellenőrzése és dokumentálása. A rendszer részei a tesztső és az inkubátor. A legújabb technológiai fejlesztések eredményeként a biológiai indikátor már 1 óra inkubálás után leolvasható. A biológiai indikátorok a leghitelesebb eszközök a sterilizálás hatékonyságának ellenőrzésére.

Az Attest™ Super Rapid tesztső belsejében spórák és üvegfalóban táptalaj van, egymástól elkülönítve. A tesztső tetején egy kémiai indikátor is található. Ennek célja, hogy a sterilizálási cikluson átesett tesztsövet vizuálisan meg lehessen különböztetni. Ez a kémiai indikátor használható a pozitív kontroll cső azonosítására is.



A tesztsövet az autoklávba kell helyezni és egy ciklust le kell futtatni. A sterilizálási ciklus befejeződése után az üvegfaló összeroppantásával a spórákat és a táptalajt érintkezésbe kell hozni. Az így aktivált fiolát 1 órán keresztül a tesztsőhöz kifejlesztett automatikus kiértékelést biztosító inkubátor berendezésben inkubálni kell. A folyamat végén az inkubátor jelzi, hogy a spórák előlése megtörtént-e, azaz a sterilizálás megfelelő volt-e.

Az Attest™ Super Rapid inkubátor készülék intelligens elektronikai berendezés. 10db inkubátor fészkekben értékelhető ki a tesztsővek. Az eredmény a készülék kijelzőjén olvasható le. A felhasználót hangjelzések is tájékoztatják. Az inkubátor Ethernet kábel segítségével csatlakoztatható az internetre is. A készülék vezérlése, az adatokhoz való hozzáférés webes felületen számítógép, vagy okos telefon segítségével elvégezhető. A készülék alkalmas sterilizálási adatgyűjtő rendszerhez történő csatlakoztatásra is.




Rendelési információ

cikkszám	megnevezés	csomagolás
490	Attest™ SUPER-Rapid inkubátor, autoreader	1 db
1492V	Attest™ SUPER-Rapid autokláv tesztső, 1 órás leolvasás	50 db/doboz 4 doboz/ karton

3M™ Csomag ellenőrző kémiai indikátorok

A csomag ellenőrző indikátorokat a steril csomag belsejébe kell helyezni. Sterilizálás után a csomag kibontását követően színváltozással, vagy festékcsik lórehaladásával jelzik, hogy a csomag átesett-e a megfelelő sterilizálási cikluson.



cikkszám, megnevezés	leírás	csomagolás
----------------------	--------	------------

Autoklávhoz

1243A 3M™ Comply™ autokláv kémiai integrátor	Mozgó festékciklik technológiájú integráló típusú 5. osztályú indikátorok, a hőmérséklet, az idő és a gőztelítettség együttes hatását érzékelik	500 db/csomag 2 csomag/karton
1243E 3M™ Comply™ autokláv kémiai integrátor, nyéllel	Többparaméteres kémiai indikátor, jelzi az esetleges sterilizátor ciklus-hibákat is	1000 db/karton
2134MM 3M™ Comply™ autokláv kémiai integrátor		2000 db/karton
00103 3M™ Comply™ többparaméteres autokláv indikátor, 121 C fok	Többparaméteres kémiai indikátor, jelzi az esetleges sterilizátor ciklus-hibákat is	250 db/doboz 20 doboz/karton
00104 3M™ Comply™ többparaméteres autokláv indikátor, 134 C fokos		250 db/doboz 20 doboz/karton
1250 Comply autokláv kémiai indikátor csík	Felezhető kémiai indikátor autoklávokhoz	240db / doboz 8 doboz / karton



Etilénoxidhoz

1244A 3M™ Comply™ EO kémiai integrátor, nyél nélkül	Mozgó festékciklik technológiájú integráló típusú 5. osztályú indikátor etilénoxid sterilizátorhoz	500 db/csomag 2 csomag/karton
1251 3M™ Comply™ EO kémiai indikátor csík	Felezhető kémiai indikátor etilénoxid sterilizátorhoz	240 db/doboz 4 doboz/karton

Plazmasterilizátorhoz

1248 Comply H ₂ O ₂ plazma kémiai indikátor csík	Kémiai indikátor alacsony hőmérsékletű hidrogénperoxid gőz (plazma) sterilizátorokhoz	250 db/csomag 4 csomag/karton
--	---	----------------------------------

Univerzális inkubátor

1087 FO indikátor csík	Kémiai indikátor alacsony hőmérsékletű formaldehid gőz sterilizátorokhoz	250 db/doboz
------------------------	--	--------------


Formaldehid sterilizátorhoz

C1136 Hőlég indikátor	Kémiai indikátor hőlég sterilizátorokhoz	250 db/doboz 20 doboz/krt
-----------------------	--	------------------------------

Sterilizálás előtt



Sikeres sterilizálás után



4a medical sterilizációs csomagoló tekercek 3 indikátorral

A 4a medical sterilizációs csomagolóanyagok öt rétegű laminált átlátszó filmből és orvostechnikai minősítésű papírból készülnek. A papír 70gr/m² sűrűségű, és magas antimikrobiális ellenálló képességgel rendelkezik. A kiemelkedő mechanikai és antimikrobiális tulajdonságok minden orvosi eszköz csomagolására alkalmassá teszik, beleértve a nehéz és terjedelmes műszereket is. A 3 sávú gyári hegesztési varrat szélessége min 9 mm.

A csomagolóanyagok három indikátorral vannak ellátva: gőz, formaldehid és etilénoxid, így az egészségügyben elterjedt sterilizációs eljárásokhoz alkalmasak.

cikkszám, megnevezés	méret
----------------------	-------

4a medical lapos tekercek 3 indikátorral

SOL50T lapos papír-fólia tekerces	50mm x 200mm
SOL75T lapos papír-fólia tekerces	75mm x 200mm
SOL100T lapos papír-fólia tekerces	100mm x 200mm
SOL120T lapos papír-fólia tekerces	120mm x 200mm
SOL150T lapos papír-fólia tekerces	150mm x 200mm
SOL200T lapos papír-fólia tekerces	200mm x 200mm
SOL250T lapos papír-fólia tekerces	250mm x 200mm
SOL300T lapos papír-fólia tekerces	300mm x 200mm
SOL350T lapos papír-fólia tekerces	350mm x 200mm
SOL400T lapos papír-fólia tekerces	400mm x 200mm



4a medical redős tekercek 3 indikátorral

SOR75T redős papír-fólia tekerces	75mm x 25mm x 100mm
SOR100T redős papír-fólia tekerces	100mm x 50mm x 100mm
SOR150T redős papír-fólia tekerces	150mm x 55mm x 100mm
SOR200T redős papír-fólia tekerces	200mm x 60mm x 100mm
SOR250T redős papír-fólia tekerces	250mm x 65mm x 100mm
SOR300T redős papír-fólia tekerces	300mm x 70mm x 100mm
SOR400T redős papír-fólia tekerces	400mm x 80mm x 100mm

3M™ Steri-Dual ECO sterilizációs tasakok 3 indikátorral

A 3M™ Steri-Dual ECO sterilizációs tasakok laminált átlátszó filmből és orvostechikai minősítésű papírból készülnek. A kiemelkedő mechanikai és antimikrobiális tulajdonságok minden orvosi eszköz csomagolására alkalmasak teszik, beleértve a nehéz és terjedelmes műszereket is. A tasakok két oldalt és a végén gyárilag le vannak hegesztve, ezért felhasználáskor csak egy hegesztési varratot kell készíteni, ami a csomagolást gyorsítja és kíméli a hegesztőgépet.

Kisebb eszközök csomagolására a lapos tasakok ajánlottak, terjedelmesebb műszerekhez előnyösebbek a redős tasakok. A csomagolóanyagok három indikátorral vannak ellátva: gőz, formaldehid és etilénoxid, így az egészségügyben elterjedt sterilizációs eljárásokhoz alkalmasak.

cikkszám, megnevezés	méret	cikkszám, megnevezés	méret
----------------------	-------	----------------------	-------

3M™ Steri-Dual ECO lapos tasakok 3 indikátorral

8652 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK	7,5 cm x 15 cm	8688 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK	20 cm x 25 cm
8654 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK	7,5 cm x 19,5 cm	8690S STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK	20 cm x 30 cm
8656 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK	7,5 cm x 25 cm	8693S STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK	20 cm x 39 cm
8658 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK	7,5 cm x 30 cm	8696 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK	20 cm x 45 cm
8660S STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK	7,5 cm x 39 cm	8698 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK	25 cm x 30 cm
8662 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK	10 cm x 15 cm	8701 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK	25 cm x 39 cm
8664 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK	10 cm x 19,5 cm	8703S STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK	25 cm x 45 cm
8666 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK	10 cm x 25 cm	8705S STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK	25 cm x 50 cm
8668S STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK	10 cm x 30 cm	8707 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK	30 cm x 39 cm
8672 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK	10 cm x 39 cm	8709S STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK	30 cm x 45 cm
8676 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK	10 cm x 57 cm	8711 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK	30 cm x 57 cm
8678 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK	15 cm x 19,5 cm	8715 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK	35 cm x 39 cm
8680 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK	15 cm x 25 cm	8717 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK	35 cm x 45 cm
8682 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK	15 cm x 30 cm	8719 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK	40 cm x 45 cm
8684S STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK	15 cm x 39 cm	8721 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK	42 cm x 55 cm
8686 STERI - DUAL ECO LAPOS TASAK	15 cm x 45 cm		

csomagolás: 1000 db/doboz

cikkszám, megnevezés	méret	csomagolás
8800S STERI - DUAL ECO REDŐZÖTT TASAK	7,5cm x 3,5cm x 22,5cm	1000 db / doboz
8802 STERI - DUAL ECO REDŐZÖTT TASAK	10cm x 4cm x 19,5cm	1000 db / doboz
8804S STERI - DUAL ECO REDŐZÖTT TASAK	10cm x 4cm x 30cm	1000 db / doboz
8811 STERI - DUAL ECO REDŐZÖTT TASAK	15cm x 4cm x 19,5cm	1000 db / doboz
8813 STERI - DUAL ECO REDŐZÖTT TASAK	15cm x 4cm x 30cm	1000 db / doboz
8815 STERI - DUAL ECO REDŐZÖTT TASAK	15cm x 5cm x 40cm	1000 db / doboz
8817 STERI - DUAL ECO REDŐZÖTT TASAK	15cm x 5cm x 46cm	1000 db / doboz
8819 STERI - DUAL ECO REDŐZÖTT TASAK	20cm x 5cm x 30cm	1000 db / doboz
8821 STERI - DUAL ECO REDŐZÖTT TASAK	20cm x 5cm x 39cm	1000 db / doboz
8823S STERI - DUAL ECO REDŐZÖTT TASAK	20cm x 5,5cm x 50cm	1000 db / doboz
8825S STERI - DUAL ECO REDŐZÖTT TASAK	25cm x 5cm x 39cm	500 db / doboz



GEMINI dupla nem szőtt SSMMS csomagoló ívek

A MEDLINE Gemini dupla sterilizációs csomagoló ívek két különálló, egymásra helyezett nem szőtt lapból állnak, amelyek két oldalt össze vannak tűzve. Az SSMMS technológiával készült lapok rendkívül előnyösek a nehéz műszertálcák és dobozok csomagolására, mert igen jól bírják a mechanikai igénybevételt.

Öt különféle gramm súlyú anyagból készülnek: 47 g/m², 54 g/m², 61 g/m², 71 g/m², 75g/m². Ennek megfelelően a mechanikai tulajdonságok a sűrűség növekedésével egyre előnyösebbek. A rendkívül széles minőségi- és méretválaszték következtében minden tálcához rendelkezésre áll az optimális csomagolóanyag.

Tizenegy különféle méret áll rendelkezésre: 30x30cm – 137x183cm, így bármely méretű eszközhöz megvan a megfelelő csomagolóanyag.

A két rétegű oldalt tűzött ívek lényegesen lerövidítik a csomagoláshoz szükséges időt, így megkönnyítik a dolgozók munkáját. Az SSMMS alapanyag igen hosszú sterilitást biztosít, így elkerülhető a még fel nem használt tálcák lejárat miatti újra-sterilizálása.

Két színkombináció kapható: kék – kék valamint kék – rózsaszín

Előnyök, fő jellemzők:

- Alapanyag: SSMMS polipropilén, sötétkék, rózsaszín 2x47 g/m² – 2x75g/m²
- Sterilitás megőrzési idő, gyári tesztek során:
autokláv: 2 év; STERRAD® 180 nap; etilénoxid: 180 nap
- Megfelel az EN ISO 11607 előírásainak
- I. osztályú orvostechikai eszköz a 93/42/EEC direktíva szerint

	D1 2x47g/m ²	D2 2x54 g/m ²	D3 2x61 g/m ²	D4 2x71 g/m ²	D5 2x75 g/m ²
30x30cm	GEM1125-EU 300	GEM1125-EU 300			
38x38cm	GEM1155-EU 300	GEM1155-EU 300			
46x46cm	GEM1185-EU 300	GEM1185-EU 300	GEM1185-EU 300	GEM1185-EU 300	
51x51cm	GEM1205-EU 300	GEM1205-EU 325	GEM1205-EU 325		
61x61cm	GEM1245-EU 250	GEM1245-EU 250	GEM1245-EU 300	GEM1245-EU 300	
76x76cm	GEM1305-EU 250	GEM1305-EU 250	GEM1305-EU 25	GEM1305-EU 300	
91x91cm	GEM1365-EU 150	GEM1365-EU 150	GEM1365-EU 75	GEM1365-EU 75	GEM1365-EU 75
102x102cm	GEM1405-EU 100	GEM1405-EU 100	GEM1405-EU 25		GEM1405-EU 40
114x114cm	GEM1455-EU 100		GEM1455-EU 50	GEM1455-EU 50	GEM1455-EU 40
122x122cm	GEM1485-EU 100	GEM1485-EU 50	GEM1485-EU 50	GEM1485-EU 50	GEM1485-EU 50
137x137cm	GEM1545-EU 50	GEM1545-EU 50	GEM1545-EU 50	GEM1545-EU 50	GEM1545-EU 50
137x183cm			GEM1725-EU 50	GEM1725-EU 50	GEM1725-EU 50

A táblázat kockáiban a cikkszám és dőlt betűvel a csomagolás (db/karton) van megadva

	D1 2x47g/m ²	D3 2x61 g/m ²	D4 2x71 g/m ²	D5 2x75 g/m ²
61x61cm		GEM1347-EU 300		
91x91cm	GEM1347-EU 250	GEM1347-EU 75	GEM1347-EU 75	GEM1347-EU 75
114x114cm			GEM1487-EU 50	GEM1487-EU 40
122x122cm		GEM1487-EU 50	GEM1487-EU 50	GEM1487-EU 50
137x137cm			GEM1547-EU 50	



3M™ Steri-Green zöld sterilizációs csomagoló ívek kreppelt papírból

Terjedelmes eszközök csomagolására használhatók a zöldre festett krepp papírból készült csomagoló ívek.



cikkszám, megnevezés	méret	csomagolás
CMG030 3M™ Steri-Green zöld krepp csomagoló	30 cm x 30 cm	2000 db/doboz
CMG040 3M™ Steri-Green zöld krepp csomagoló	40 cm x 40 cm	500 db/doboz
CMG050 3M™ Steri-Green zöld krepp csomagoló	50 cm x 50 cm	500 db/doboz
CMG060 3M™ Steri-Green zöld krepp csomagoló	60 cm x 60 cm	500 db/doboz
CMG075 3M™ Steri-Green zöld krepp csomagoló	75 cm x 75 cm	250 db/doboz
CMG090 3M™ Steri-Green zöld krepp csomagoló	90 cm x 90 cm	250 db/doboz
CMG100 3M™ Steri-Green zöld krepp csomagoló	100 cm x 100 cm	250 db/doboz
CMG120 3M™ Steri-Green zöld krepp csomagoló	120 cm x 120 cm	100 db/doboz

Rendelési információ

3M™ Steri-Blue kék sterilizációs csomagoló ívek nem szőtt anyagból

A 3M Steri-Blue csomagoló ívek nagyobb szakítószilárdságúak, ezért terjedelmes és súlyos eszközök csomagolására használhatók.



cikkszám, megnevezés	méret	csomagolás
TNT045 3M™ Steri-Blue nem szőtt, kék csomagolóanyag	45 cm x 45 cm	500 ív/doboz
TNT050 3M™ Steri-Blue nem szőtt, kék csomagolóanyag	50 cm x 50 cm	500 ív/doboz
TNT060 3M™ Steri-Blue nem szőtt, kék csomagolóanyag	60 cm x 60 cm	500 ív/doboz
TNT075 3M™ Steri-Blue nem szőtt, kék csomagolóanyag	75 cm x 75 cm	250 ív/doboz
TNT090 3M™ Steri-Blue nem szőtt, kék csomagolóanyag	90 cm x 90 cm	250 ív/doboz
TNT100 3M™ Steri-Blue nem szőtt, kék csomagolóanyag	100 cm x 100 cm	250 ív/doboz
TNT120 3M™ Steri-Blue nem szőtt, kék csomagolóanyag	120 cm x 120 cm	100 ív/doboz
TNT137 3M™ Steri-Blue nem szőtt, kék csomagolóanyag	137 cm x 137 cm	100 ív/doboz

Rendelési információ

3M™ Comply™ címkéző rendszer

A címkéző rendszer két részből áll: a címkéző pisztoly, és az öntapadó címkék. A címkéző pisztoly 2 sorban 10 karaktert nyomtat a pisztoly tárában levő hordozó tekercsen elhelyezett öntapadó címkékre. A pisztoly fogantyúval működtethető, a kar meghúzásakor egy címkét nyomtat, amelynek tapadó felülete szabaddá válik, és egy mozdulattal a csomagra ragasztható.

Három fajta címke kapható:

- üres
- előnyomtatottak az „expires” (lejár) felirattal
- előnyomtatottak a „sterilized” (sterilizálva) felirattal

A címke mérete: 2,85 x 1,6cm

A rendszer a steril csomagok jelölésére használható. A 2x10 karakter segítségével minden, a steril csomag azonosításához szükséges információ nyomtatható.

cikkszám, megnevezés	méret
1256B 3M™ címkéző pisztoly	1 db/karton
1257W 3M™ fehér színű üres címke	1125 címke/tekercs 12tekercs/karton
1257B 3M™ kék színű címke, felirata "expires"	1125 címke/tekercs 12tekercs/karton
1257G 3M™ zöld színű címke, felirata "expires"	1125 címke/tekercs 12tekercs/karton
1257R 3M™ piros színű címke, felirata "expires"	1125 címke/tekercs 12tekercs/karton
1269G 3M™ zöld színű címke, felirata "sterilized"	1125 címke/tekercs 12tekercs/karton

Rendelési információ



3M™ Clean Trace™ protein gyorseszteszt készlet

A Clean-Trace teszt ugyanolyan érzékenyen észleli a fehérjemaradványt, mint a standard Ninhidrin vizsgálatok.

A készlet két részből áll:

- mintavevő – kiértékelő cső
- digitális melegítő inkubátor.

A kiértékelő csőben levő mintavevő pálca mérete és hajlékonysága lehetővé teszi a mintavételt a műszerek kritikus, nehezen hozzáférhető vagy rejtett részeiről (hornyokról, csuklókról) illetve endoszkópos eszközökről.

A vizsgálat kiértékelése után a zöld szín azt jelenti, hogy a tesztelt műszer megfelelően tiszta, azaz készen áll a sterilizálásra.

Ha a teszt szürke vagy bíbor színű, az eszközön protein maradvány található, tehát a tisztítást **meg kell ismételni**. Minél sötétebb bíbor színű a teszt, annál nagyobb a szennyeződés mértéke.

Rendelési információ

cikkszám	megnevezés	csomagolás
70200756669	3M™ Clean Trace™ digitális melegítő inkubátor	1 db / doboz
GH620520961	3M™ Clean Trace™ mintavevő – kiértékelő cső	50 db / doboz



3M™ Cavilon™ 2 in 1 mosdató és tisztító törlőkendők

Napi teljes test lemosás – Tisztít és hidratál: gyengéd bőrtisztítás és kondicionálás



3M™ Cavilon™ törlőkendők kíméletesen tisztítják és kondicionálják az érzékeny bőrt. Mivel egészségügyi / kórházi környezetben való felhasználásra készült, hipoallergén. A kendőkben lévő oldat pH-ja megegyezik a bőr pH-jával, valamint illatanyagot, szappant, alkoholt és színezéket sem tartalmaz, melyek irritálhatnak a bőrt. Tartósító anyagként nem tartalmaz parabén származékot illetve egyéb potenciális irritánsokat. A Cavilon törlőkendők kondicionálják betege bőrét hidratálószertartalmukból kifolyólag, a hidratálás pedig segíti a normál bőr lipid tartalmának megőrzését és a bőr természetes barrier funkciójának megerősödését.

A mosdatáshoz betegenként minden napra egy csomag Cavilon 2in1 mosdató és tisztító kendőt ajánlunk. 2in1 kendőink kényelmesen és kíméletesen, egy lépésben tisztítják, valamint kondicionálják a bőrt, ami a törést követően hamar szárad. A nyolc testfelület mindegyikéhez külön kendőt használjon, majd dobja el azt! Ne húzza le a wc-n! A Cavilon mosdató és tisztító kendőket szobahőmérsékleten illetve mikrohullámú sütőben történő melegítést követően használja (a melegítési útmutató a csomagolás hátoldalán található!)

Rendelési információ

cikkszám	megnevezés	csomagolás
70200756669	3M™ Clean Trace™ digitális melegítő inkubátor	1 db / doboz
GH620520961	3M™ Clean Trace™ mintavevő – kiértékelő cső	50 db / doboz

3M™ Cavilon™ kontinencia ápolási kendők

3%-os dimethiconnal impregnált 3in1 perineális ápolási törlőkendő.

Kontinencia ápolás – Tisztít, hidratál és véd. Minden egyes inkontinencia epizódot követően a Cavilon 3in1 kontinencia ápolási törlőkendők használatát javasoljuk. Törlőkendőink tisztítják, kondicionálják és védik a bőrt. Alkalmazásával könnyen kivitelezhetővé válik a sikeres inkontinencia asszociált dermatitis (IAD) megelőzési program minden egyes lépése. A 3%-os dimethicone, bőrvédővel impregnált kendővel történő bőrápolási rutin szignifikánsan csökkentette az IAD prevalenciáját és a léziók súlyosságát. Ha további védelemre szorul a bőr, használja a Cavilon kontinencia törlőkendőkkel kompatibilis 3M™ Cavilon™ DBC védőkrém és a 3M™ Cavilon™ filmképző folyadékot.



Rendelési információ

cikkszám	megnevezés	csomagolás
70200756669	3M™ Clean Trace™ digitális melegítő inkubátor	1 db / doboz
GH620520961	3M™ Clean Trace™ mintavevő – kiértékelő cső	50 db / doboz

EasyBath® Páciens mosdató kendők

Előre nedvesített, használatra kész mosdató kendők.

Egy csomag kendő egy páciens teljes testének egy alkalommal történő lemosdatására ajánlott.

Előnyök

- Használatával csökkenthető a kereszt-fertőzés valószínűsége
- Kiegyensúlyozott pH értékű és hipoallergén
- Nincs szükség öblítésre és szárításra
- Csökkenti a bőr mechanikai károsodásának valószínűségét
- Aloe és fosfolipid tartalmú, tisztítja, hidratálja és nyugtatja a bőrt
- Költséghatékony: kisebb a mosdatószer felhasználás, akár 50%-al csökken az ápolási idő

Rendelési információ

cikkszám	megnevezés	csomagolás
MSCE095103A	EasyBath mosdatókendő, natúr	8 db/csomag 24 csom/doboz
MSCE095104	EasyBath Plus mosdatókendő, illatosított	8 db/csomag 30 csom/doboz
MSCE095105	EasyBath Plus mosdatókendő, natúr	8 db/csomag 30 csom/doboz



EasyBath® Páciens mosdató kesztyűk

Előre nedvesített, használatra kész mosdató kesztyűk.

Egy csomag kesztyű egy páciens teljes testének egy alkalommal történő lemosdatására ajánlott.

Előnyök

- Használatával csökkenthető a kereszt-fertőzés valószínűsége
- Kiegyensúlyozott pH értékű és hipoallergén
- Nincs szükség öblítésre és szárításra
- Csökkenti a bőr mechanikai károsodásának valószínűségét
- Aloe és fosfolipid tartalmú, tisztítja, hidratálja és nyugtatja a bőrt
- Költséghatékony: kisebb a mosdatószer felhasználás, akár 50%-al csökken az ápolási idő

Rendelési információ

cikkszám	megnevezés	csomagolás
MSCE995300WM	EasyBath mosdatókesztyű, illatosított	8 db/csomag 30 csom/doboz
MSCE995301WM	EasyBath mosdatókesztyű, natúr	8 db/csomag 30 csom/doboz
MSCE995302WM	EasyBath mosdatókesztyű, illatosított	5 db/csomag 24 csom/doboz
MSCE995310WM	EasyBath mosdatókesztyű, illatosított, antibakteriális	8 db/csomag 30 csom/doboz



Aloetouch és Ready Flush nedves törlőkendők

Kisebb testfelület tisztítására javasolt nedves törlőkendők.



Rendelési információ

cikkszám	megnevezés	csomagolás
MSCE263654	Aloetouch törlőkendő, illatosított, 20x30cm	48 db/csomag 12 csom/doboz
MSCE263655	Aloetouch törlőkendő, natúr, 20x30cm	48 db/csomag 12 csom/doboz
MSCE263810	ReadyFlush felszívódó toalett törlőkendő, illatosított, 20x30cm	24 db/csomag 24 csom/doboz

EasyBath hajmosó sapkák

Műanyag sapka, belül nem szőtt betéttel. A betét folyadékkal, antibakteriális hatóanyaggal, samponnal, kondicionálóval, illatanyaggal és habzás gátló anyaggal van átitatva. Húzza a páciens fejére, majd kb 2-3 percig körkörös masszírozza a fejet, annak minden részét. A betétben levő összetevők megmossák a haját, majd felszívják a szennyeződést és a nedvességet. Nem szükséges öblítés használata után.

Használat előtt a sapka felmelegíthető a páciens komfort növelése érdekében.

Alkalmazásakor nem szükséges lavór, szappan, szivacs. Ideális magatehetetlen fekvő betegek számára.



Rendelési információ

cikkszám	megnevezés	csomagolás
MSCE095230	EasyBath hajmosó sapka, illatosított	30 db/doboz
MSCE095231	EasyBath hajmosó sapka, natúr	30 db/doboz
MSCE095232	EasyBath hajmosó sapka, illatosított, antibakteriális	30 db/doboz
MSCE095233	EasyBath hajmosó sapka, natúr, antibakteriális	30 db/doboz

Szájápoló pálcikák

Stimulálja a szöveteket, miközben eltávolítja a lerakódást és a nyákot

Szivaccsal ellátott szájtisztító eszköz, fogkrém nélkül: natúr, vagy fogkrémmel átitatva. Stimulálja a szöveteket, miközben eltávolítja a lerakódást és a nyákot. Különösen előnyös magatehetetlen, mozgásképtelen betegek száj-higiéniájének fenntartásában. Közismert tény, hogy a fertőzött száj légúti megbetegedések forrása is lehet. Ennek megelőzésére is alkalmas a szájápoló pálcika. Vízbe, szájvízbe mártható vagy szükség esetén további fogkrém kenhető rá.

Kék színű: natúr

cikkszám	megnevezés	csomagolás
MDS096202	Szájápoló pálcika, natúr, egyedi csomagolás, kék	250 db/csomag 2 csomag/doboz
MDS096208	Szájápoló pálcika, natúr, kék, ömlesztett	1000 db/karton



Zöld színű: fogkrémmel átitatva

cikkszám	megnevezés	csomagolás
MDS096502	Szájápoló pálcika fogkrémmel átitatva, egyedi csomagolás, zöld	250 db/csomag 2 csomag/doboz
MDS096504	Szájápoló pálcika fogkrémmel átitatva, zöld	10 db/csomag 100 csom/doboz



Szívó rendszerre csatlakoztatható szájápoló eszközök

Szívó pálcikák szivaccsal

Szivaccsal ellátott szájtisztító eszköz, fogkrémmel átitatva. Stimulálja a szöveteket, miközben eltávolítja a lerakódást és a nyákot. Különösen előnyös magatehetetlen, mozgásképtelen betegek száj-higiéniájének fenntartásában. Közismert tény, hogy a fertőzött száj légúti megbetegedések forrása is lehet. Ennek megelőzésére is alkalmas a szájápoló pálcika. Vízbe, szájvízbe mártható vagy szükség esetén további fogkrém kenhető rá. Csatlakoztatható megfelelő szívó rendszerhez, így szívásra is alkalmas. A szívás erőssége a szokásos módon, ujjhegygel szabályozható.

Rendelési információ

cikkszám	megnevezés	csomagolás
MDS096525	Szívó pálcika fogkrémmel átitatva, egyedi csomagolás, zöld	100 db/ doboz



Szívó fogkefe szivaccsal

A fogkefe hátoldalán szivacs feltét van. Az eszköz a fogmosáson túlmenően alkalmas az íny és a száj nyálkahártya masszírozására is.

Különösen előnyös ép fogazatú magatehetetlen, mozgásképtelen betegek száj-higiéniájének fenntartásában. Közismert tény, hogy a fertőzött száj légúti megbetegedések forrása is lehet. Ennek megelőzésére is alkalmas a szívó fogkefe. Vízbe, szájvízbe mártható vagy szükség esetén további fogkrém kenhető rá. Csatlakoztatható megfelelő szívó rendszerhez, így szívásra is alkalmas. A szívás erőssége a szokásos módon, ujjhegygel szabályozható.

- Mechanikusan eltávolítja a lerakódást
- Fogkrémmel van átitatva
- Szuper puha sörték
- A standard szívórendszerhez csatlakoztatható

Rendelési információ

cikkszám	megnevezés	csomagolás
MDS096575	Szívó fogkefe, szivaccsal, egyedi csomagolásban	100 db/doboz



Szájápoló készletek

A felhasználás céljának megfelelően, praktikus összeállított készletek
Komponensek: MEDLINE szájvíz, MEDLINE szájnedvesítő gél, szájápoló pálcikák, szívó pálcikák, szívó fogkefe

Előnyök

- A mechanikus eszközökkel megtisztítható a száj
- A MEDLINE szájvíz helyreállítja a száj higiéniét
- A MEDLINE szájnedvesítő gél visszaállítja a száj természetes pH értékét és nedvesen tartja a nyálkahártyát
- A hatóanyagok kellemes ízűek, lenyelés esetén sem okoznak problémát
- A pneumonia megelőzésének hatékony eszközei

Nagy szájápoló készlet

Több páciens szájápolásához szükséges eszközök egészségügyi intézmény részére.

A készlet alkalmazásával több páciens látható el. Különösen előnyös kiszáradt szájú, csökkent nyáltermelésű magatehetetlen, mozgásképtelen páciensek száj-higiéniájának fenntartásában.



Rendelési információ

cikkszám	megnevezés	leírás	csomagolás
MDS096000MEU	Nagy szájápoló készlet	20 db Szájápoló pálcika fogkrémmel átitatva 1 db Biotene® szájvíz 59 ml 5 db Oralbalance® gél 3g 1 db tégely 30ml	100 készlet/doboz

Egyedi szájápoló készletek

Egy páciens egyszeri szájápoláshoz szükséges összes eszköz praktikus csomagolva

Különösen előnyös kiszáradt szájú, csökkent nyáltermelésű magatehetetlen, mozgásképtelen páciensek száj-higiéniájának fenntartásában. A szívó eszköz csatlakoztatható megfelelő szívó rendszerhez, így tisztításon túl szívásra is alkalmas.



Rendelési információ

cikkszám	megnevezés	leírás	csomagolás
MDS096013MEU	Szájápoló készlet, standard	2 db Szájápoló pálcika fogkrémmel átitatva 1 db Biotene® szájvíz 15 ml 1 db Oralbalance® gél 3g	100 készlet/doboz
MDS096572MEU	Szájápoló készlet szívó fogkefével	1 db szívó fogkefe fogkrémmel átitatva 1 db szájápoló pálcika, natúr 1 db Biotene® szájvíz 15 ml 1 db Oralbalance® gél 3g	100 készlet/doboz
MDS096513MEU	Szájápoló készlet szívó pálcikával	2 db szívó pálcika fogkrémmel átitatva 1 db szájápoló pálcika, natúr 1 db Biotene® szájvíz 15 ml 1 db Oralbalance® gél 3g	100 készlet/doboz

Attends COVER-DRI™ betegalátétek

Az egyszer használatos betegalátétek három rétegűek. Hátdoldaluk erős, csúszásgátló bevonattal ellátott vízhatlan PP fólia, felső rétegük nedvszívó és nedvességáteresztő nem szőtt anyag. A kettő között szuper nedvszívó tulajdonságú granulátum van, amely saját tömegének tízszeresét kitevő nedvesség megkötésére alkalmas. A granulátum a felszívott nedvesség hatására zselévé alakul. Speciális összetételének köszönhetően szag-megkötő tulajdonságú. A felső és az alsó réteg hatszögletű mintázat mentén paplan-szerűen össze van hegesztve, ezáltal a granulátum egyenletesen oszlik el a betegalátét teljes felületén, nem csomósodik össze.



Fő jellemzők

- Erős, csúszásgátló hátoldal, mely segít abban, hogy az alátét ne csússzon el.
- A nagyon puha nedvszívó anyag hatékonyan felszívja a folyadékot és zselévé alakítja azt.
- Szagvédő rendszerrel rendelkeznek.
- Az egyedülálló 80x170cm méretű alátét könnyen rögzíthető, szárnyai behajthatók a matrac alá.
- Könnyű a használata, a világoskék hátoldal segít megkülönböztetni, hogy melyik oldala kerüljön alulra.

Rendelési információ

cikkszám	megnevezés, méret	csomagolás
31687PP	ATTENDS COVER-DRI Szuper abszorbens betegalátét 40x60cm	6x50
30728	ATTENDS COVER-DRI Szuper abszorbens betegalátét 60x60cm	4x50
31689PP	ATTENDS COVER-DRI Szuper abszorbens betegalátét 90x60cm	4x50
31691PP	ATTENDS COVER-DRI Szuper abszorbens harántlepedő 80x170cm	4x30

3M™ Nomad™ NCC öntapadó tisztatéri szennyfogó szőnyeg

A 3M™ Nomad™ tapadó felszínű tisztatéri szőnyeg (Nomad Contamination Control Mat) a legfinomabb szennyeződések eltávolítására szolgál a lábbeli talpáról. A szőnyeg antimikrobiális ragasztóanyaggal bevont polietilén rétegekből áll, amelyek vinyl hátlaphoz vannak rögzítve. A hátlap az aljzathoz tapad, a ragadós felszín pedig eltávolítja a port és a szennyeződést a cipők talpáról és a kerekekről. Az elszennyeződött réteget egyszerűen le kell húzni és kidobni, a következő réteg máris használatra kész.



Felhasználási terület:

Tiszta terek bejáratánál, kórházakban, műtők előtt, félvezető- orvosi eszközgyógyász- biológiai- és nukleáris iparban, gyár-iroda átjárókban, és más olyan munkaterületen, amely nagy tisztaságot igényel.

Különleges tulajdonságok:

- **széles spektrumú antimikrobiális hatás**
- lehúzható egyszer használatos rétegek
- az egyes rétegek könnyen lehúzhatóak
- könnyű elhelyezni
- nem gátolja a gyalogos- vagy a kerek járműforgalmat
- nagyon jól eltávolítja és megköti a szennyeződéseket
- könnyen azonosítható, váltakozó kék-fehér számozás jelöli a még rendelkezésre álló rétegek számát
- a vinyl hátlap ragasztószer maradék nélkül eltávolítható az aljzatról

megnevezés	méret	csomagolás
3M™ Nomad™NCC 40 rétegű szennyfogó szőnyeg	45 cm x 90 cm	6 db/karton
3M™ Nomad™NCC 40 rétegű szennyfogó szőnyeg	45 cm x 115 cm	6 db/karton
3M™ Nomad™NCC 40 rétegű szennyfogó szőnyeg	60 cm x 115 cm	6 db/karton
3M™ Nomad™NCC 40 rétegű szennyfogó szőnyeg	90 cm x 115 cm	6 db/karton

Színek: fehér, kék

Rendelési információ

HERNIAMESH™ Quadriaxiális sérvháló

Nem felszívódó PP háló-implantátum sérvkorrekciós műtéteihez quadriaxiális hurkolási technikával.

A szabadalmaztatott innovatív quadriaxiális hurkolási séma lehetővé teszi, hogy a háló igen könnyű legyen, ugyanakkor mechanikai szilárdsága és tulajdonságai megegyeznek a sokkal több anyagot tartalmazó hálókéval. Ezzel biztosítható a „minél kevesebb idegen anyagot a szervezetbe” és a „kellő szilárdság” egymásnak ellentmondó követelmények teljesítése.


Mechanikai szilárdsága mind a négy tengely irányában azonos, emiatt erőhatás következtében nem deformálódik. A termék háló - szerkezete három különböző méretű szemből épül fel, ez rendkívüli módon elősegíti a gyors beépülést.

méret	cikkszám
6 x 11 cm	H80611
8 x 15 cm	H80815
10 x 15 cm	H81015 *
15 x 15 cm	H81515
16 x 40 cm	H81640 *
30 x 30 cm	H83030

Rendelési információ

csomagolás: 5 db/doboz

* csak külön megrendelésre gyártják




Hermesh 8 Quadriaxiális háló 30 g/m2

HERNIAMESH™ Sérvhálók

Nem felszívódó PP háló-implantátum sérvek korrekciós műtéteihez

A Herniamesh sérvháló ultra-tiszta tömör (monofil) polipropilén szálból készül, amely biológiailag semleges (inert), és jól elősegíti a gyors szövet-beépülést. A sérvhálót sterilizálás és csomagolás előtt ultrahangosan tisztítják. Az egyedi hurkolási séma és a tömör szál megfelelően kiválasztott átmérője különlegesen előnyös tulajdonságokat eredményez:

- kiváló szakítószilárdság és varrat-megtartó képesség
- ideális háló-szem méret a gyors fibroblasztikus beépülés érdekében
- ideális alaktartás – könnyű kezelni
- kiváló sík felület-tartás – nem hajlik fel a széle
- zsugorodás-mentes
- különféle hurkolási sémával és vastagságban készülnek



Hermesh 3
makroporózus háló 127 g/m²

Hermesh 4 kétirányú
rugalmassággal rendelkező
makroporózus háló 112 g/m²

Hermesh 5 transzparens, puha,
makroporózus háló 107 g/m²

méret	Hermesh 3 cikkszám	Hermesh 4 cikkszám	Hermesh 5 cikkszám
2,5 x 10 cm	H30210	H40210	H50210
6 x 11 cm	H30611	H40611	H50611
8 x 15 cm	H30815	H40815	H50815
15 x 15 cm	H31515	H41515	H51515
5 x 30,5 cm	H30530	H40530	H50530
30 x 30 cm	H33030	H43030	H53030
25 x 35,5 cm	H32535	H42535	H52535

csomagolás: 5 db/doboz


HERNIAMESH™ Könnyű sérvhálók

Nem felszívódó könnyű PP háló-implantátum sérvek korrekciós műtéteihez

Bizonyos páciensek és sérv típusok esetén elegendő vékonyabb, könnyebb súlyú sérvhálók alkalmazása a kívánt eredmény elérése érdekében. Ezeknek a hálóknak nagyobbak a szemei, ami elősegítheti a gyorsabb fibroblasztos beépülést.

Ezek a Herniamesh sérvhálók is ultra-tiszta tömör (monofil) polipropilén szálból készülnek, amely biológiailag semleges (inert), és jól elősegíti a gyors szövet-beépülést. A sérvhálót sterilizálás és csomagolás előtt ultrahangosan tisztítják. Az egyedi hurkolási séma és a tömör szál megfelelően kiválasztott átmérője különlegesen előnyös tulajdonságokat eredményez:

- kiváló szakítószilárdság és varrat-megtartó képesség
- ideális háló-szem méret a gyors fibroblasztikus beépülés érdekében
- ideális alaktartás – könnyű kezelni
- kiváló sík felület-tartás – nem hajlik fel a széle
- zsugorodás-mentes
- különféle hurkolási sémával és vastagságban készülnek



Hermesh 6
könnyű, multi-porózus háló 48 g/m²

Hermesh 7
ultra könnyű makroporózus háló 19 g/m²

méret	Hermesh 6 cikkszám	Hermesh 7 cikkszám
6 x 11 cm	H60611	H70611
8 x 15 cm	H60815	H70815
15 x 15 cm	H61515	H71515
30 x 30 cm	H63030	H73030

csomagolás: 5 db/doboz

Relimesh™ Teflon® bevonatú sérvhálók intraperitoneális beültetéshez


Leírás

A Relimesh sebészeti sérvháló kompozit, nem felszívódó teflon háló. A termék lágy monofil polipropilén (PP) háló és expandált Politetrafluoretilén (ePTFE) lap kombinációja. A Relimesh e két összetevő laminálásával készül, és így két oldala eltérő tulajdonságú. Az ePTFE oldal különlegesen sima és kis porozitású, emiatt nem tapad a szövetekhez, míg a polipropilén oldal hurkolási sémája következtében azonnali fibroblasztos reakciót indít be, és beépül a szövetekbe.

Indikációk

A Relimesh sebészeti sérvháló hasfali sérvök és defektusok sebészeti úton történő, intraperitoneális módon, nyitott, vagy laparoszkópos módszerrel való kezelésére készült.

Beültetéskor rendkívül fontos a háló megfelelő orientációja. A PP oldalt azon szövetek irányában kell elhelyezni, amelyek fibroblasztos beépülését kívánjuk. Az ePTFE oldalt azokhoz a szövetekhez kell illeszteni, amelyeknél a tapadás nem kívánt, káros (pl. visceralis szervek).



Előnyök:

- magas anyagszilárdság
- kiváló rugalmasság
- csak 0,5 mm vastag
- hasfalhoz hasonló biomechanikai tulajdonságok
- tetszőleges formára vágható
- trokárral könnyen behelyezhető
- trokárral való behelyezés után könnyen kisimítható

cikkszám	méret
PEP12-R	12cm kerek
PEP 1418-0	14cm x 18cm ovális
PEP 1114-0	11cm x 14cm ovális
PEP 2025-0	20cm x 25cm ovális
PEP 2535-0	25cm x 35cm ovális
PEP3030	30cm x 30cm szögletes

Csomagolás: 1db/doboz

HYBRIDMESH® részben felszívódó sérvháló

Leírás

A szabadalommal védett **HYBRIDMESH®** monofil polipropilén (PP) szálból, valamint felszívódó polilaktid (PLLA) szálból quadriaxiális hurkolási sémával készített sérvháló. A beültetés után a polilaktid komponens folyamatosan felszívódik, miközben megtörténik a fibroblasztos beépülés. A teljes felszívódást követően csak a polipropilén komponens fog a szervezetben maradni.

Fő jellemzők:

Fajlagos tömeg: 80 g/m²
 PP komponens aránya: 25%
 PLLA komponens aránya: 75%
 Hurkolási séma: quadriaxiális



beültetés előtt

a PLLA felszívódása után

Előnyök:

- a makroporozus szerkezet kiváló fibroblasztos beépülést eredményez, a hegyszövet rugalmas lesz
- kiváló szövet integritást eredményez
- a polilaktid lassan (max 2 év) szívódik fel: a fibrotikus szövet ellenállóbb lesz
- kevesebb idegen anyag marad a szervezetben
- könnyű kezelni és behelyezni
- maximális páciens komfortot biztosít
- csökken a seroma előfordulásának valószínűsége
- mind Liechtenstein, mind Trabucco technikával behelyezhető

cikkszám	leírás	méret
PPL0611	HYBRIDMESH® részben felszívódó sérvháló, szögletes	6 cm x 11 cm
PPL0715	HYBRIDMESH® részben felszívódó sérvháló, szögletes	7,6 cm x 15 cm
PPL1012	HYBRIDMESH® részben felszívódó sérvháló, szögletes	10 cm x 12 cm
PPL1015	HYBRIDMESH® részben felszívódó sérvháló, szögletes	10 cm x 15 cm
PPL1515	HYBRIDMESH® részben felszívódó sérvháló, szögletes	15 cm x 15 cm
PPL3030	HYBRIDMESH® részben felszívódó sérvháló, szögletes	30 cm x 30 cm
PPL05-R	HYBRIDMESH® részben felszívódó sérvháló, kerek	Ø5 cm

Rendelési információ

HERNIAMESH™ Pelvimesh® anterior

Négy szárú rekonstrukciós szalag

A Pelvimesh® anterior nem felszívódó polipropilén szálból készített implantátum. Különleges formája a javasolt felhasználás igényei szerint van kialakítva.

A speciális ún. quadriaxiális szövési technológia (Herniamesh szabadalom) eredményeképpen lehetőség van normál, vagy megerősített mechanikai tulajdonságú háló készítésére, ennek megfelelően kétféle terméket fejlesztettek ki, két méretben. A normál szalag mechanikai tulajdonságai minden irányban egyformák, míg a megerősített szalag szakítószilárdsága hosszirányban erősebb.

A kis átmérőjű fonál és a quadriaxiális szövési technológia eredményeképpen a szalag könnyű, erős, mégis puha és hajlékony.

Az implantátum szárai védőfóliával vannak burkolva, amely megkönnyíti a bevezetést, ezt követően eltávolítható.

Javasolt felhasználási terület

A Pelvimesh® anterior implantátumot a vaginális anatómia minimál invazív sebészi úton, a transobturator technika felhasználásával történő rekonstrukciójához fejlesztették ki. Használata elsősorban anterior vaginális prolapszus esetén javasolt.



Rendelési információ

PM30630	PM30630-H	PM30830-H
Normál hurkolás	Megerősített hurkolás	Megerősített hurkolás
30cm x 6cm	30cm x 6cm	30cm x 8cm

HERNIAMESH™ Pelvimesh® posterior

T-alakú rekonstrukciós szalag

A Pelvimesh® posterior nem felszívódó polipropilén szálból készített implantátum. Különleges formája a javasolt felhasználás igényei szerint van kialakítva.


A speciális ún. quadriaxiális szövési technológia (Herniamesh szabadalom) eredményeképpen lehetőség van izotróp, vagy anizotróp mechanikai tulajdonságú háló készítésére, ennek megfelelően kétféle terméket fejlesztettek ki. Az izotróp szalag mechanikai tulajdonságai minden irányban egyformák, míg az anizotróp szalag szakítószilárdsága hosszirányban erősebb.

A kis átmérőjű fonál és a quadriaxiális szövési technológia eredményeképpen a szalag könnyű, erős, mégis puha és hajlékony.

Az implantátum szárai védőfóliával vannak burkolva, amely megkönnyíti a bevezetést, ezt követően eltávolítható.

Javasolt felhasználási terület

A Pelvimesh® posterior implantátumot a vaginális anatómia minimál invazív sebészi úton, a transglutealis technika felhasználásával történő rekonstrukciójához fejlesztették ki. Használata elsősorban posterior vaginális prolapszus, rectocele, enterocele esetén javasolt.



Rendelési információ

PM41230 Izotróp szövés	30cm x 12cm	PM41230-H Anizotróp szövés	30cm x 12cm	PM30830-H Megerősített hurkolás	30cm x 8cm
------------------------	-------------	----------------------------	-------------	---------------------------------	------------

HERNIAMESH™ T-Sling PP

Suburethralis szalag implantátum

A női stressz inkontinencia műtéti kezelésére

Leírás:

A **T-Sling PP polipropilénből készült** feszülés mentes hajlékony szalag implantátum. A szalag nem felszívódó monofil polipropilén szálból hurkolással készült. A szalagot védőfólia borítja és hurokban végződő bevezető fonál van erősítve mindkét végére. A védőfólia bevonat és bevezető fonalak segítségével a T-Sling könnyen felhelyezhető, minimal invazív műtéti technikával.

Két változatban, kétfajta hurkolási technikával készül: hagyományos, illetve quadriaxiális.

A quadriaxiális hurkolási technikával előállított szerkezet igen könnyű, mégis megfelelően erős. Mechanikai szilárdsága mind a négy tengely irányában azonos, emiatt erőhatás következtében nem deformálódik, nem keskenyedik el.


Felhasználási terület:

A termék a női stressz inkontinencia (SUI) I. és II. st. műtéti kezelésére, illetve a hüvelyboltozat alátámasztására használható. A **T-Sling PP** szalag, a Herniamesh többször felhasználható fonalvezetők segítségével, minimal invazív lehetőséget kínál a transobturator, transvaginalis vagy a suprapubicus technika kivitelezéséhez.

Rendelési információ

cikkszám	megnevezés	méret
TS06	T-Sling PP	45cm x 1,1cm
TS11	T-Sling PP quadriaxialis	45cm x 1,1cm

csomagolás: 1 db/doboz




HERNIAMESH™ Bevezető tűk

A Herniamesh többször használható bevezető tűk választékában, mindenfajta technikához megtalálhatók a megfelelő eszközök. A tűk autoklávban sterilizálhatók, a hosszú élettartam miatt költségmegtakarítás érhető el a szalaggal egybeépített tűkkel szemben.

cikkszám	megnevezés	leírás	csomagolás
TV01	Transzvaginális fonalvezető tű	Rozsdamentes acélból készült, Ø4 mm, alumínium nyéllel ellátva	1 db/doboz
SP01	Subrapubicus fonalvezető tű	Hajlított suprapubicus tű rozsdamentes acélból, Ø4 mm, alumínium nyéllel	1 db/doboz
TO01	Transobturator fonalvezető tű	Kampós tű, rozsdamentes acélból, Ø4 mm, alumínium nyéllel	1 db/doboz
HE01	Transobturator fonalvezető tűk	Helikális tűk (1 pár) jobbos és balos, rozsdamentes acélból, Ø4 mm, alumínium nyéllel.	1 pár/doboz
ST01	Stamey tűk	(1 pár) rozsdamentes acélból, Ø2,5 mm	1 pár/doboz

Rendelési információ



Betegmelegítő

3M™ Bair Hugger™ betegmelegítő matracok

A betegmelegítő rendszer kiegészítő egységei

A 3M™ Bair Hugger™ betegmelegítő matracok a levegő fúvó egység flexibilis csővéhez csatlakoznak. A matracok egyszer használatosak, anyaguk nem szőtt textil-szerű, enyhén kreppelt. A felületen speciálisan elrendezett séma szerint perforáció található. A nyílásokon kiáramló meleg levegő a páciens testhőmérsékletét optimális szinten tartja.

Általános matracok


cikkszám	megnevezés	méret	csomagolás
300	Teljes test matrac	213x91cm	10 db/doboz
305	Mellkasi hozzáférési matrac	183x91cm	10 db/doboz
310	Posztoperatív gyermek teljes test matrac	152x91cm	10 db/doboz
315	Többszörös hozzáférési matrac 6 felhajtható panellel	213x91cm	10 db/doboz
522	Felső test matrac	188x61cm	10 db/doboz
523	Felső test matrac, extra méret	213x91cm	10 db/doboz
525	Alsó test matrac	152x91cm	10 db/doboz
540	Törzs matrac	107x91cm	10 db/doboz
542	Törzs matrac két levegőbefúvó nyílással	107x91cm	10 db/doboz

Speciális matracok

530	Gyermek méretű hosszú matrac	188x21cm	10 db/doboz
537	Kis alsó testi matrac	89x61cm	10 db/doboz
545	Felnőtt test alatti matrac	188x91cm	10 db/doboz
550	Gyermek/kis felnőtt test alatti matrac	152x81cm	10 db/doboz
555	Csecsemő test alatti matrac	91x84cm	10 db/doboz
560	Intervenció matrac	335x23cm	10 db/doboz
570	Sebészeti matrac	213x91cm	10 db/doboz
575	Spinal test alatti matrac	213x91cm	10 db/doboz
585	Lithotómiás test alatti matrac	160x91cm	10 db/doboz
610	Teljes test sebészeti matrac, felhajtható panelekkel	183x91cm	10 db/doboz
630	Szívsebészeti matrac	152x91cm	5 db/doboz
635	Teljes hozzáférési test alatti matrac	221x91cm	5 db/doboz
637	Steril teljes hozzáférési test alatti matrac	221x91cm	5 db/doboz
645	Szívsebészeti intervenció matrac	274x23cm	5 db/doboz
110	Járóbeteg matrac 2 lábvédővel	213x91cm	10 db/doboz
111	Járóbeteg matrac	213x91cm	10 db/doboz


Műtét előtti takarók

Járóbeteg kiegészítő papuccsal



méret: 213 x 91 cm
operatív: 213 x 91 cm
10 db/karton


Járóbeteg



méret: 213 x 91 cm
operatív: 213 x 91 cm
10 db/karton


Műtét utáni takarók

Teljes test fölél helyezhető



méret: 213 x 91 cm
operatív: 213 x 91 cm
10 db/karton

Mellkasi hozzáféréssel




méret: 183 x 91 cm
operatív: 61 x 61 cm
10 db/karton

Gyermek



méret: 152 x 91 cm
operatív: 152 x 91 cm
10 db / karton

Többfunkciós hozzáféréssel




méret: 213 x 91 cm
operatív: 213 x 91 cm
10 db/karton

Műtét alatti takarók


10 db/karton

Felső test



méret: 188 x 61 cm
operatív: 61 x 61 cm
10 db/karton

Felső test XL




méret: 213 x 91 cm
operatív: 61 x 61 cm
10 db/karton

Alsó test



méret: 152 x 91 cm
operatív: 152 x 91 cm
10 db/karton

Törzs



méret: 107 x 91 cm
operatív: 61 x 61 cm
10 db/karton

Törzs kettős csatlakozással



méret: 107 x 91 cm
operatív: 61 x 41 cm
10 db/karton

Teljes test fölél helyezhető sebészeti



méret: 183 x 91 cm
operatív: 183 x 91 cm
10 db/karton

Test alá helyezhető takarók

Test alá helyezhető gyermek




méret: 91 x 84 cm
operatív: 61 x 61 cm
10 db / karton

Test alá helyezhető gyermek L




méret: 152 x 81 cm
operatív: 61 x 61 cm
10 db/karton

Test alá helyezhető felnőt



méret: 188 x 91 cm
operatív: 188 x 91 cm
10 db/karton

Test alá helyezhető gerinc




méret: 213 x 91 cm
operatív: 61 x 122 cm
5 db/karton

Test alá helyezhető kömetsző




méret: 160 x 91 cm
operatív: 61 x 61 cm
10 db/karton

Test alá helyezhető teljes hozzáféréssel



méret: 221 x 91 cm
operatív: 61 x 122 cm
5 db/karton

Test alá helyezhető teljes hozzáféréssel steril



méret: 221 x 91 cm
operatív: 61 x 122 cm
5 db / karton


Gyermek takarók*

Alsó test S



méret: 89 x 61 cm
operatív: 89 x 61 cm
10 db/karton


Gyermek hosszú



méret: 188 x 21cm
operatív: 61 x 46 cm
10 db/karton


Speciális és szívsebészeti takarók

Katéterlabor




méret: 335 x 23 cm
operatív: 335 x 23 cm
10 db/karton

Sebészeti hozzáféréssel




méret: 213 x 91 cm
operatív: 61 x 41 cm
10 db/karton

Szívsebészet steril



méret: 213 x 91 cm
operatív: 152 x 91 cm
5 db/karton

Szívsebészet többfunkciós hozzáféréssel steril



méret: 274 x 23 cm
operatív: 274 x 23 cm
5 db/karton

3M™ Bair Hugger™ levegő fúvó egység modell 775

A betegmelegítő rendszer alap-egysége

A berendezés precízen kontrollált hőmérsékletű, kényszerített áramlású meleg levegőt állít elő. A levegőt flexibilis csövön keresztül a külön megvásárolható egyszer használatos perforált matracokba fújja. A matracok műtét előtt, közben és alatt a páciens testhőmérsékletét az ideális szinten tartják.

Fő jellemzők:

- A teljes testfelületet melegíti
- Egyenletes a hőmérséklet eloszlás
- Elektronikusan vezérelt levegő fúvó egység
- Három beállítható hőmérséklet: 32C, 38C, és 42C fok
- Kikapcsolható a fűtés, ekkor a környezeti hőmérsékletű levegőt fújja a rendszer, ez a páciens hűtését eredményezheti
- Két levegőáramlási sebesség állítható be
- Biztonsági automatika
- Adatgyűjtő-naplózó rendszer
- Egyszer használatos kiegészítő takarók: nincs fertőzésveszély
- Széles matrac választék: minden műtéthez és pácienshez



Műszaki adatok

paraméter	érték
működési mód	kényszerített meleg levegős rendszer; a melegítést az egyszer használatos matracok nyílásain kiáramló levegő végzi
beállítható hőmérsékleti értékek	32°C 38°C 43°C ±1,5°C és környezeti hőmérséklet
max. teljesítmény felvétel	1.550W
levegő áramlás	23 l/h
levegő szűrő	0,2 µm HEPA szűrő
hőmérséklet szenzor	1db a levegőcső végén 1 db a levegőcső csatlakozásánál
biztonsági rendszer	túlmelegedés esetén akusztikus és fény riasztás, a rendszer lekapcsol
hibás működés jelzése	hiba esetén fényjelzés és az LCD kijelzőn hibakódok
súly	7,3kg
adatgyűjtő rendszer	5 esemény naplózására képes
rögzítés	állványra szerelhető, vagy szabadon álló

3M™ SpotOn™ Hőmérsékletmonitorozó rendszer Forradalmi újítás a testhőmérséklet ellenőrzésben

Leírás:

A 3M™ SpotOn™ nem invazív, pontos műszer az emberi test maghőmérsékletének mérésére. Egyszer használatos aktív szenzor és fejlett elektronikus vezérlő - kiértékelő egység segítségével folyamatosan gondoskodik az állandó testhőmérséklet ellenőrzésről és az adatok tárolásáról az egész műtéti folyamat során (pre-, intra -és posztop).

Fő jellemzők:

- Nem invazív technika: az egyszer használatos érzékelő még a műtét előtt a páciens homlokára kerül, így a műtét előtt, alatt és után is ugyanaz a szenzor használható.
- Folyamatos: a testhőmérséklet mindig látható. Az érzékelőben lévő memória chip tárolja az elmúlt két óra adatait, és a hőmérséklet alakulás diagramja megjelenik a SpotOn rendszer vezérlőegységének kijelzőjén.
- Pontos: klinikai vizsgálat során összehasonlították a SpotOn rendszer és a pulmonáris artériás katéter által mért maghőmérsékleteket. A SpotOn rendszer által mért érték kevesebb, mint 0,2 Celsius fokkal tért el a katéter által mért hőmérséklettől.
- Konzisztens: az érzékelő a páciensen maradhat, de az érzékelő a kábeltől bármikor leválasztható, majd újracsatlakoztatható. Így megbízható és összehasonlítható adatokat kapunk, nem kell számolni a különböző mérési módszerek eltéréseivel.



A SpotOn rendszer külön megvásárolható kábel segítségével csatlakoztatható és kompatibilis az összes páciensfigyelővel, amelynek van YSI-400 típusú bemenete.

cikkszám	megnevezés	csomagolás
36000	SpotOn™ vezérlő - kiértékelő egység 4m hosszú páciens szenzor kábellel	1 db
37010	SpotOn™ egyszer használatos szenzor Ø4,1cm; vastagság: 0,5cm	25 db/doboz

3M™ RANGER™ vér- és infúzió melegítő rendszer

Ranger vér- és folyadék melegítő készülék 24500

Vér és infúziós folyadékok valós idejű felmelegítésére alkalmas. A beépített intelligens hőmérséklet ellenőrző automatika stabilan 41 °C-on tartja a hőleadó lap felületét, tehát nincs mód a túlmelegedésre. Működtetéséhez egyszer használatos szerelések szükségesek. Infúziós állványra szerelhető.



Áramlási sebesség:	KVO - 30.000 ml/óra (szereléktől függ)
Beállított hőmérséklet:	41 °C
Tápfeszültség:	230V
Méret:	19x11x25 cm
Súly:	3,4 kg


Standard egyszer használatos szerelék 24200

Áramlási sebesség:	KVO - 9000 ml/óra
Feltöltési térfogat:	39 ml
Összetevők:	Hőcserélő, IV injektáló port, bubo rék csapda, 76 cm-es páciens vezeték
Üzemi nyomás:	max. 300 mmHg
Anyaga:	Latex-mentes
Csomagolás:	10 db / karton



Magas áramlású egyszer használatos szerelék 24365

Áramlási sebesség:	KVO - 30.000 ml/óra
Feltöltési térfogat:	65 ml
Összetevők:	Hőcserélő, automata-légtelenítő buborékcsapda
Üzemi nyomás:	max. 300 mmHg
Anyaga:	Latex-mentes
Csomagolás:	10 db / karton



Gyermek/Újszülött egyszerű használatos szerelék 24400

Áramlási sebesség:	KVO - 6000 ml/óra
Feltöltési térfogat:	20 ml
Összetevők:	Hőcserélő, buborékcspada levegő beszívó porttal, 61 cm-es páciens vezeték
Üzemi nyomás:	max. 300 mmHg
Anyaga:	Latex-mentes, DEHP mentes
Csomagolás:	10 db / karton

**3M™ RANGER™ irrigációs folyadék melegítő rendszer****3M™ RANGER™ irrigációs folyadék melegítő rendszer**

Nagy mennyiségű sebészeti öblítő folyadék valós idejű felmelegítésére alkalmas. A beépített intelligens hőmérő ellenőrző automatika stabilan 41 °C-on tartja a hőleadó lap felületét, tehát nincs mód a túlmelegedésre. Energiatakarékos: csak a szükséges folyadékmennyiséget melegíti fel, de azt azonnal, a használat pillanatában. Működtetéséhez egyszerű használatos szerelések szükségesek. Infúziós állványra szerelhető.



Áramlási sebesség:	0-865 ml / perc (24750 szerelékkel)
Beállított hőmérséklet:	41 °C
Tápfeszültség:	230 V
Méret:	19x11x25 cm
Súly:	3,4 kg
Súly:	3,4 kg

Irrigációs egyszerű használatos szerelék 24750

Áramlási sebesség:	0-865 ml / perc (gravitációs táplálás 100cm szintkülönbséggel)
Feltöltési térfogat:	308 ml
Beteg csatlakozó vezeték:	213 cm
Összetevők:	hőcserélő, dupla tűske szett
Üzemi nyomás:	max. 300 mmHg
Anyaga:	Latex-mentes
Csomagolás:	10 db / karton

**Rádiófrekvenciás****RS2200 Rádiófrekvenciás sebészeti vágókészülék**

Az RS2200 berendezés 2,2 MHz frekvencián üzemel, ezért igen finom metszést tesz lehetővé a környező szövetek égetése nélkül.

Plasztikai sebészethez ideális. Az igen vékony wolfram elektródahegy (0,2mm) és a 2,2MHz rádiófrekvencia miatt gyönyörűen vágja a bőrt. A metszés széle nem égett, nem pörkölődik, a vérzés csillapítás mégis megfelelő.

Szövetkímélő működés. A rádiófrekvenciás sebészeti beavatkozás sokkal atraumatikusabb és pontosabb eljárás a vágásban és a koagulálásban, mint a hagyományos kauter (kHz-es tartományban működő) készülékek. Az oldalirányú hő fejlődése az elektróda körül, a 2,2 MHz frekvencián jelentősen alacsonyabb, vagy alig észlelhető, mint a kHz tartományban. Ez azt eredményezi, hogy a szomszédos szövetek hidegek maradnak, ezért kapta a módszer a „cold cutting” elnevezést. A biopsziák szövettani vizsgálatokra alkalmasak. A vágás kiváló minőségű lesz, a szikével végzett vágást kiválthatja, ráadásul vágás közben koagulálás is végezhető.

Frekvencia tartomány. A modern rádiófrekvenciás sebészeti vágókészülékek a 2–3 megahertz (MHz) frekvencia-tartományban működnek, a radioSurg2200 a 2,2 MHz frekvenciát alkalmazza. Fontos, hogy különbséget tegyünk a rádiósebészet és az egyéb elektrosebészeti módszerek (nagyfrekvenciás vágás, elektrokoaguláció, elektrokoaguláció) között, melyek alacsonyabb: 100 – 600 kilohertz (kHz) frekvenciájú hullámot használnak. A modern rádiósebészeti eszközöknek meg kell felelniük a szövetkímélő vágástechnikának és a sokoldalú felhasználhatóságnak. Annak érdekében, hogy ezeket a követelményekkel teljesíteni tudják, szükséges a folyamatos magas frekvencia alkalmazása, amely messze megbízhatóbb, mint a korábbi készülékekénél alkalmazott technikák. A készülék folyamatos üzemben működik.

Rendelési információ



BIOCONE elektróda

Conisatiós elektróda az RS2200 készülékhez


Felhasználási terület: kúp alakú kimetszés eltávolítása a portio uteri-ből, a RadioSurg2200 berendezés felhasználásával.

Kilenc különféle méret áll rendelkezésre. A termék steril, egyszer használatos.

Az RS2200 berendezés 2,2 MHz frekvencián üzemel, ezért igen finom metszést tesz lehetővé a környező szövetek égetése nélkül. A biopsziák szövettani vizsgálatokra alkalmasak.

Rendelési információ

cikkszám	méret
ELBC1812	18 mm széles, 12 mm mély
ELBC1815	18 mm széles, 15 mm mély
ELBC1818	18 mm széles, 18 mm mély
ELBC2412	24 mm széles, 12 mm mély
ELBC2415	24 mm széles, 15 mm mély
ELBC2418	24 mm széles, 18 mm mély
ELBC3009	30 mm széles, 9 mm mély
ELBC3012	30 mm széles, 12 mm mély
ELBC3015	30 mm széles, 15 mm mély



3M™ Steri-Vac™ GS sterilizáló rendszer: új generáció

Alacsony hőmérsékletű etiloxid gáz sterilizáló - szellőztető rendszer

A 3M által gyártott Steri-Vac™ GS sterilizáló rendszer a leghatékonyabb alacsony hőmérsékletű sterilizálás biztonságot végrehajtását teszi lehetővé minden nemzetközi sterilizációs szabvány betartásával. A GS5-ös és GS8-as típusú sterilizátorokat az egészségügyben való felhasználásra, a GS5X és GS8X típusokat az ipari alkalmazások részére tervezték. A 100%-os etilén-oxidral működő Steri-Vac™ GS sterilizációs berendezés korlátozás nélkül használható minden orvostechnikai eszköz, így üreges és bármilyen kis lumeneket tartalmazó műszerek sterilizálására.



A rendszer fontos részegysége a 3M Abator™ EO katalizátor készülék. Ez a berendezés az elhasznált EO gázt a ciklus végén széndioxiddá és vízgőzzé alakítja, csak ezután bocsátja ki az atmoszférába. Így módon mind a személyzet, mind a természeti környezet védelme tökéletesen biztosított.

Főbb jellemzők:

- A tökéletes biztonság érdekében a kamrában az atmoszférikus légnyomásnál alacsonyabb nyomás van, mind a sterilizálás, mind a szellőztetés alatt
- A sterilizálás után az ajtó kinyitása nélkül automatikusan indul a szellőztetés
- Egyetlen egységdózisú EO patron a negatív nyomású kamrában kerül kiszűrésre
- Működhet 38 °C és 55 °C hőmérsékletű ciklussal

A legfontosabb fejlesztések a GS sorozatú készülékeknél:

- színes érintőképernyős grafika kezelőfelület
- kódleolvasó a gázpatronok azonosítására
- reteszelő mechanizmus a gázpatron rögzítésére
- fogantyú nélküli ajtó
- USB és Ethernet csatlakozó

Rendelési információ

megnevezés	leírás, jellemzők
3M™ GS5 és GS5X Steri-Vac sterilizátor/szellőztető 136 literes kamrával	Külső méret: 70,9 cm x 76,2 cm x 95,0 cm Kamra méret: 43 cm x 83 cm x 38 cm
3M™ GS8 és GS8X Steri-Vac sterilizátor/szellőztető 223 literes kamrával	Külső méret: 179,8 cm x 94,0 cm x 109,0 cm Kamra méret: 51 cm x 97 cm x 48 cm
3M™ Abator™ EO katalizátor rendszer	Hatékonyan átalakítja az elhasznált EO gázt széndioxiddá és vízgőzzé. Automatikusan működik max. 2 db Steri-Vac sterilizátorral összekapcsolva
3M™ Steri-Gas™ patron	100%-os, egyetlen egységdózisú etilén-oxid patron Két méretben készül: <ul style="list-style-type: none"> • 4-100 patron a GS5/X készülékhez: 100 gramm EO • 8-170 patron a GS8/X készülékhez: 170 gramm EO

3M™ Safety-Walk™ csúszásgátló szalagok

A 3M™ Safety-Walk™ csúszásgátló termékcsaládjának tagjai segítséget nyújtanak a padlózat által okozott veszélyek csökkentésében.

A csúszós felületek komoly veszélyforrást jelentenek akár a munkahelyen, akár a háztartásban. A nedves vagy olajos padlók jelentős mértékben hozzájárulnak a balesetek kialakulásához. E kockázatok nagy részét egyszerűen már a padló megfelelő biztonsági kezelésével meg lehet előzni: hatékony csúszásgátló burkolattal (a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal foglalkozó, 89/654 sz. európai irányelvnek megfelelően).

Termékleírás:

A 3M™ Safety-Walk™ csúszásgátló szalagok hordozója/alapja erős, mechanikailag stabil, de hajlékony műanyag szalag. Ennek egyik oldala érdes, por vagy szemcsés állagú ásványi anyaggal van bevonva, a bevonatot tartós polimer rögzíti a szalag felületére. Ez hatékony csúszásmentes felületet biztosít. Másik oldala erős ragasztóval van bevonva, ez rögzíti majd a szalagot a padlóra. A ragasztós felületet felhasználás előtt védőpapír fedi. A termék felhasználás előtt fel van tekerelve.

Fő jellemzők:

Kiváló minőségű nyersanyagok • **ellenálló, hosszú élettartam**

Jól kiválasztott fedőréteg és ásványok • **jó dörzshatás és a biztonság növelése**

3M nagy teljesítményű ragasztó • **kiváló, tartós kötés**

Alacsony profil • **elesés elkerülésére és a kerekes járművek közlekedésének megkönnyítésére**

Széles termékinlátat • **megfelelő megoldás különböző problémákra**

Típusválaszték:

3M™ Safety-Walk™ csúszásgátló szalag általános célra

3M™ Safety-Walk™ extra erős csúszásgátló szalag

3M™ Safety-Walk™ felületre alakítható csúszásgátló szalag

3M™ Safety-Walk™ finom felületű csúszásgátló szalag

3M™ Safety-Walk™ gumyszerű csúszásgátló szalagok nedves területekre

Méret- és színválaszték:

A szalagok 18,3 m hosszúságúak, kiszállításkor fel vannak tekerelve.

A szélesség típustól függően a 19 mm – 1.220 mm tartományba esik.

A szín típustól függően lehet fekete, zöld, sárga, átlátszó, barna, fehér vagy szürke



3M™ Safety-Walk™ álláskönyítő szőnyegek

A 3M™ Safety-Walk™ biztonsági, ergonomiai szőnyegek kiváló megoldást jelentenek a fizikai fáradtság termelésre gyakorolt kedvezőtlen hatásának csökkentésében. A szőnyeg egyenletesen osztja el a terhelést a cipő és a talp közötti felületen, csökkenti a talpra nehezedő nyomást, a diszkomfort- és fájdalomérzetet.

A 3M™ Safety-Walk™ álláskönyítő szőnyeg 3270E típus

Termékleírás: a folyamatos vinil szálszerkezet segít egyenletesen eloszlatni a talpra nehezedő nyomást, puha járőfelületet biztosít, így csökkenti a láb- és hátfájást. A texturált, homogén szőnyegfelület javítja a terhelés eloszlását, nem engedi a szennyeződés és a folyadék szőnyegbe jutását, így megkönnyíti a tisztítást. Négy oldalon szegett, fekete színű

Alkalmazás: ideális olyan munkaterületekre, ahol a munkaidő nagy részében állómunka folyik: ipari csarnokok, gyártósorok, valamint vegyszernek kevésbé kitett munkaterületek.

A 3M™ Safety-Walk™ álláskönyítő szőnyeg 5100 típus

Nyitott szerkezetű, tartós, rugalmas PVC szőnyeg a biztonság és kényelem biztosítására. Nyitott, Z-alakzatú hálószerkezet, mely növeli a rugalmasságot és puha járőfelületet biztosít. A nyitott szerkezet keresztül engedi a folyadékot és a kisebb szennyeződések, így biztonságos és száraz felületet biztosít. A szerkezet lehetővé teszi, hogy felületén targoncák, kerekes kocsik közlekedjenek. Szín: fekete, piros.

Alkalmazás: kiváló csúszásgátló és kényelmes járőfelület biztosítható konyahigiéniai, ipari területeken.

A 3M™ Safety-Walk™ álláskönyítő szőnyeg 5270E típus

Sima felületű elfáradást megelőző tulajdonságú szőnyeg folytonos kuszált PVC szálakból áll, mely kivételesen puha járőfelületet biztosít, valamint csökkenti a láb és a hát diszkomfort érzetét. A speciális felület növeli a rugalmasságot, és a felületről könnyen feltakarítható a szennyeződés és a folyadék. A szegéllyel (5270E) ellátott szőnyeg megkönnyíti a kocsiforgalom áthaladását, valamint folytonosságot biztosít a padlózat és a szőnyeg között. Szín: fekete.

Alkalmazás: a szőnyeg ideális olyan száraz munkaterületeken, mint például összeszerelő gyártósor, termelő-csarnokok.



cikkszám	típus	méret
70071157328	Safety-Walk 3270E	0,90 m x 1,50 m
70071157344	Safety-Walk 3270E	0,90 m x 3,00 m
70071157369	Safety-Walk 3270E	0,90 m x 6,00 m
61500036266	Safety-Walk 5100 piros	0,90 m x 6,00 m
70070641850	Safety-Walk 5100	0,90 m x 6,00 m
70070641819	Safety-Walk 5100	0,90 m x 1,50 m
FN510058418	Safety-Walk 5270E	0,60 m x 0,90 m
FN510057725	Safety-Walk 5270E	0,90 m x 1,52 m
FN510057741	Safety-Walk 5270E	0,90 m x 3,05 m
FN510057758	Safety-Walk 5270E	0,90 m x 6,10 m

Minden szőnyeg fekete, kivéve a 61500036266 cikkszámot. Rendelési egység: 1 db.

3M™ Littmann™ fonendoszkópok

A szabadalommal védett 3M™ Littmann™ fonendoszkópok egyedülálló minőséget képviselnek az auszkultáció területén. Az innovatív tervezés, a kiváló minőségű alapanyagok, a gondos megmunkálás és a jó minőségű csomagolás teszik a 3M™ Littmann™ fonendoszkópokat utolérhetetlenné.

Az auszkultáció minden területére, minden felhasználói csoportnak biztosítunk az igényeit tökéletesen kielégítő terméket.

Előnyök:

- hidegérzetet csökkentő mellkashallgató
- a hangvezető csővel egybeépített, anatómiailag korrekt szögben beállított fülkengyel
- a fülkengyel rugóerőssége szabályozható
- puha fül - olívák: elszigetelik a környezeti zajokat
- hangolható membrán
- egyes típusoknál dupla hangvezető cső
- alkatrész utánpótlás
- három év garancia



megnevezés	felhasználási terület
Classic II. SE	általános: családorvosok és orvostanhallgatók számára
Classic II. Pediatric	gyermekgyógyászat
Classic II. Infant	csecsemőgyógyászat
Classic III.	Belgyógyászok, általános orvosok számára
Master Classic II.	Belgyógyászok, általános orvosok számára
Cardiology IV.	Felnőtt- és gyermek-kardiológusok, tüdőgyógyászok számára
Dual/Cardiology III.	Felnőtt- és gyermek-kardiológusok, tüdőgyógyászok számára
Master Cardiology	Kardiológusok, tüdőgyógyászok számára
Elektronikus: hangerősítővel és szűrővel egybeépített	Kardiológusok, tüdőgyógyászok, gyéngéhalló orvosok számára

